

Panasonic®

Operating Instructions
(Household) IPL Hair Removal System
Model No. ES-WH90

English.....	3
Русский	21
Українська	41
Қазақша.....	61



Operating Instructions (Household) IPL Hair Removal System Model No. ES-WH90

Contents

Safety precautions	4	For healthy skin	14
Intended use	8	Lamp indication	15
Parts identification	9	Cleaning	16
Treatment areas	10	Q&A.....	16
Guide for treatment frequency, time ...	10	Troubleshooting	18
Charging.....	11	Battery life	18
Before use	12	Removing the built-in rechargeable batteries.....	19
When using the appliance for the first time	12	Specifications	19
How to use	13		

Thank you for purchasing this Panasonic product.




Before operating this unit, please read these instructions completely and save them for future use.

Safety precautions



To reduce the risk of injury, loss of life, electric shock, fire, and damage to property, always observe the following safety precautions.

Explanation of symbols

The following symbols are used to classify and describe the level of hazard, injury, and property damage caused when the denotation is disregarded and improper use is performed.

 DANGER	Denotes a potential hazard that will result in serious injury or death.
 WARNING	Denotes a potential hazard that could result in serious injury or death.
 CAUTION	Denotes a hazard that could result in minor injury or property damage.

The following symbols are used to classify and describe the type of instructions to be observed.

	This symbol is used to alert users to a specific operating procedure that must not be performed.
	This symbol is used to alert users to a specific operating procedure that must be followed in order to operate the unit safely.

WARNING

► To prevent skin or health problems

Persons using an implanted medical electronic device, such as a pacemaker, should not allow this unit to touch the skin where the medical electronic device is implanted.



- Doing so may cause an accident or illness.

Do not use during pregnancy or menstruation.



- Doing so may cause skin problems due to unstable hormone balance.

Do not use on tattoos.



- Doing so may cause keloids by burns or redness or other rashes on skin.

Do not shine directly into the eyes.



- Doing so may cause injury to the eyes.

Only use on underarms, arms, legs, bikini-line or face (when using the face attachment).



- Failure to do so may cause burns or redness or other rashes on skin.

► Power supply

Do not connect or disconnect the adaptor to a household outlet with a wet hand.



- Doing so may cause electric shock or injury.



WARNING

Do not damage or modify, or forcefully bend, pull, or twist the cord. Also, do not place anything heavy on or pinch the cord.



Never use the appliance if the AC adaptor is damaged or if the power plug fits loosely in a household outlet.

- Doing so may cause electric shock or fire due to a short circuit.

Do not use anything other than the supplied AC adaptor. Also, do not charge any other product with the supplied AC adaptor.



- Doing so may cause burn or fire due to a short circuit.

Do not use in a way exceeding the rating of the household outlet or the wiring.



- Exceeding the rating by connecting too many plugs to one household outlet may cause fire due to overheating.

Always ensure the appliance is operated on an electric power source matched to the rated voltage indicated on the AC adaptor.



Fully insert the adaptor or appliance plug.

- Failure to do so may cause fire or electric shock.

Always unplug the adaptor from a household outlet when cleaning.



- Failure to do so may cause electric shock or injury.

Regularly clean the power plug and the appliance plug to prevent dust from accumulating.



- Failure to do so may cause fire due to insulation failure caused by humidity.

Disconnect the adaptor and wipe with a dry cloth.

► This product

This product has a built-in rechargeable battery. Do not throw into flame or heat. Do not charge, use, or leave in high temperatures.



- Doing so may cause overheating, ignition, or explosion.

Do not store within the reach of children. Do not let them use it.



- Doing so may cause an accident or injury.

Do not modify or repair.



- Doing so may cause fire, electric shock, or injury. Contact an authorized service centre for repair (battery change etc).

Never disassemble except when disposing of the product.



- Doing so may cause fire, electric shock, or injury.

Do not use if the air inlet is blocked.



- Doing so may cause fire or burns.

► Main body and AC adaptor

Do not store the main body and AC adaptor in a bathroom or location with high humidity. Also, do not place in a location where water may spill (such as top of a vanity).



- Doing so may cause electric shock or fire.

Do not immerse the main body and AC adaptor in water or wash it with water.

Do not use the main body and AC adaptor in the bathroom or location with high humidity.



- Doing so may cause electric shock or fire due to a short circuit.

Keep the appliance dry.


WARNING

► In case of an abnormality or malfunction

Immediately stop using and remove the adaptor if there is an abnormality or malfunction.

- Using it in such conditions may cause fire, electric shock, or injury.

<Abnormality or malfunction cases>

-  • **The main unit, adaptor or cord is deformed or abnormally hot.**
 - **The main unit, adaptor or cord smells of burning.**
 - **There is abnormal sound during use or charging of the main unit, adaptor or cord.**
- Immediately request inspection or repair at an authorized service centre.

► Take care of the following precautions as well

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Failure to do so may cause an accident or injury.

 **The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged, the AC adaptor should be scrapped.**

- Failure to do so may cause an accident or injury.

CAUTION

► To protect the skin

The following persons should not use this appliance:

- Persons with dermatitis
- Persons suffering from atopic dermatitis or rashes and other skin diseases
- Persons with allergic diathesis, or sensitive skin which is easily irritated by cosmetics, clothing, metals, etc.
- Persons with skin that is sensitive to sunlight

Do not use in the following body area:


- On suntanned skin
- Dark brown or black skin areas such as moles (Refer to the sheet for "Suitable Hair and Skin Tones".)
- Scabs, injuries, rashes, bruises, warts, pimples, skin cancer, ringworm (dermatophytosis), folliculitis, irritated skin, insect bites, etc.
- Angioma
- Areas with cosmetic surgery

Do not use in the following cases:

- When you are not well or when you feel an abnormality in your skin or body

Do not use on the same area repeatedly. (Try using the appliance up to once every 3 days even if removal of unwanted hair is not immediately obvious.)

- Doing so may cause injury to the skin, inflammation, bleeding, increased pain or other problems or aggravated symptoms.

 **Do not remove the attachment except during cleaning.**

- Doing so may cause injury to the skin or fingers.



CAUTION



Only for use by persons over the age of 18.

- Failure to do so may cause injury or inflammation of the skin, bleeding or increased pain.



Before use, check that there is no distortion, cracks or damage to the light guide and flash window.

- Failure to do so may cause injury to the skin.

Persons on medication should consult a dermatologist.



- Skin may become sensitive to light stimulation depending on the type of medication being taken, and may cause skin problems.



If inflammation (such as skin turning red) occurs, stop using the appliance, and consult a dermatologist if the inflammation continues even after 2 days.

- Failure to do so may cause symptoms to worsen.



Use after removing metal objects such as accessories.

- Failure to do so may cause an accident or injury.

► Power supply



Do not allow metal objects or trash to adhere to the power plug or the appliance plug.

- Doing so may cause electric shock or fire due to a short circuit.



Do not wrap the cord around the adaptor when storing.

- Doing so may cause the wire in the cord to break with the load, and may cause fire due to a short circuit.



Disconnect the adaptor or the appliance plug by holding onto the adaptor or the appliance plug instead of the cord.

- Disconnecting by holding onto the cord may cause electric shock or injury.



Disconnect the adaptor from the household outlet when not charging.

- Failure to do so may cause electric shock or fire due to electrical leakage resulting from insulation deterioration.

► This product



Do not use on wet skin.

- Doing so may cause an electric shock.



Do not drop or subject to shock.

- Doing so may cause injury.



Do not remove the attachment or touch the flash window immediately after using IPL hair removal.

- Doing so may cause burns as the flash window becomes hot.

► Note the following precautions



Do not use on clothes or head hair.

- Doing so may cause burns or discoloration.

Handling of the removed battery when disposing

DANGER

The rechargeable battery is exclusively for use with this appliance. Do not use the battery with other products. Do not charge the battery after it has been removed from the product.


- Do not throw into fire or apply heat.
- Do not hit, disassemble, modify, or puncture with a nail.
- Do not let the positive and negative terminals of the battery get in contact with each other through metallic objects.
- Do not carry or store the battery together with metallic jewellery such as necklaces and hairpins.
- Do not use or leave the battery where it will be exposed to high temperatures, such as under direct sunlight or near other sources of heat.
- Never peel off the tube.
- Doing so may cause overheating, ignition, or explosion.

WARNING

After removing the rechargeable battery, do not keep it within reach of children and infants.

- The battery will harm the body if accidentally swallowed. If this happens, consult a physician immediately.

If the battery fluid leaks out, do not touch the battery with your bare hands.


- The battery fluid may cause blindness if it comes in contact with your eyes.
-  Do not rub your eyes. Wash immediately with clean water and consult a physician.
- The battery fluid may cause inflammation or injury if it comes in contact with the skin or clothes. Wash it off thoroughly with clean water and consult a physician.

Intended use

- Please observe the following before performing IPL hair removal.
 - This appliance should only be used on bare skin with no cosmetics, lotions etc.
 - When using the lotion or shaving agents (gels, etc.), rinse off the agent thoroughly with water and let the skin dry.
 - Be sure to shave the area (body or face).
 - Before use, wipe away any water or sweat from the treatment area, and any hair sticking to the skin first.
 - Hairs or shaving agents stuck to the skin can foul the light guide. It may become difficult to clean the light guide.
- Do not use alcohol, nail polish remover, or detergent (ex. liquid hand soap), etc. to clean the appliance. Doing so may cause failure, cracking or discoloration of the main body. Wipe with a dry cloth.
- Do not leave the appliance in an area with high temperature. Doing so may cause malfunction.
- The following symbol indicates that a specific detachable power supply unit is required for connecting the electrical appliance to the supply mains. The type reference of power supply unit is marked near the symbol.



Parts identification




- A Cap**
- B Body attachment**
- C Face attachment**
 - ① Light guide
 - ② Flash switch
- D Main body**
 - ③ Flash window
 - ④ Flash lamp
 - ⑤ Level selector switch (flashes)
 - ⑥ Power switch
 - ⑦ Level indication lamp (blue) (flashes)
(See pages 12 and 15.)
 - ⑧ Charging indication/ notification lamp (red)
(See pages 11 and 15.)
- E AC adaptor (RE7-87)**
 - ⑨ Air inlet
 - ⑩ Socket
 - ⑪ Adaptor
 - ⑫ Power plug
 - ⑬ Cord
 - ⑭ Appliance plug

Removing and mounting the body/face attachment

► Removing the attachment

Holding the attachment by side, remove from the main body.



► Mounting the attachment

Push the attachment until it clicks.



Treatment areas


Face



Do not use on the  area, such as around the eye, eyebrow and lip, etc.

- Tie up hair or fix it with a hair band or similar. Also, please also fix short hair with a clip or similar.
- Please take care in particular of sunburn before and after using on your face.
- Do not use for the man's beard.

Underarms




Arms



Bikini-line ^{*1,2}



Legs



*1 For bikini-line treatment, wear a swim wear, under wear etc. first to check the treatment area.

*2 Do not use in the abdomen and genitals.

Guide for treatment frequency, time

Frequency

Legs/Arms

Use once every 2 weeks for the first 2 months.

Use once every 4 weeks from the 3rd month onward.

Underarms/Bikini-line/Face

Use once every week for the first 2 months.

Use once every 2 weeks from the 3rd month onward.

Guide for treatment time


Legs	Approximately 10 minutes per session for both legs (approximately 190 flashes)
Arms	Approximately 5 minutes per session for both arms (approximately 90 flashes)
Underarms	Approximately 2 minutes per session for both underarms (approximately 30 flashes)
Bikini-line	Approximately 2 minutes per session (approximately 30 flashes)
Face	Approximately 3 minutes per session (approximately 40 flashes)

- Note that, for the facial brightening, it is recommended to use the appliance once every 3 days.
- Do not use on the same area repeatedly, even if removal of unwanted hair is not immediately obvious. Try using the appliance up to once every 3 days. (Treatment effects may differ depending on the area or individual body types.)
- If the appliance has not been used for a while, resume use at the same frequency as the first 2 months.
- Treatment time may differ depending on the area or amount of hair, treatment area and how the appliance is used.

- Please shave any unwanted hair first from the treatment area. Please use a separate razor or electric shaver.
- The appliance differs from permanent hair removal treatment. Unwanted hair will gradually grow back if treatment is stopped.

Charging

- 1 Insert the appliance plug firmly into the socket at the bottom of the main body.**
- 2 Firmly insert the adaptor into a household outlet.**



- 3 Check that the charging indication/notification lamp glows.**

While charging	After charging is completed
	
Red light glows.	Red light goes off.

- Charging is completed in about 3 hours.
- The charging time may differ with the charging capacity.

<To check if charging is completed>
Press the power switch with the AC adaptor connected. The charging indication/notification lamp glows, and goes off after approximately 5 seconds.

- 4 Remove the adaptor from the household outlet, and remove the appliance plug from the main body.** (for safety and to reduce energy usage)

- There will be no problems with the main body even if it is charged for 3 hours or more.

Notes

- The charging time may differ when the appliance is being used for the first time, or if it has not been used for half a year or more. The lamp on the main body may not glow for several minutes after charging starts, but will glow if charging continues.
- The appliance can be used for approximately 600 flashes with a full single charge.
- The number of flashes may differ depending on the ambient temperature and how the appliance is used.
- Recommended ambient temperature for charging is 15 – 35 °C. Charging may not be possible outside of the recommended temperature.
- If there is crackling noise on radios or other devices while charging, charge the appliance using a different household outlet.
- Charging the appliance every time it is used will not affect the life of the rechargeable battery.

Before use

- Do not use the appliance in dark places.
Please close your eyes when flashing your face with the face attachment.
Doing so may cause temporary irritation in the eyes.
- This appliance should only be used on bare skin with no cosmetics, lotions etc.
When using the lotion or shaving agents (gels, etc.), rinse off the agent thoroughly with water and let the skin dry.
- Be sure to shave the area (body or face).
Before use, wipe away any water or sweat from the treatment area, and any hair sticking to the skin first.
Hairs or shaving agents stuck to the skin can foul the light guide. It may become difficult to clean the light guide.

When using the appliance for the first time

Check that the output level suits your skin.
Treated skin may temporarily turn red or feel painful depending on the body type or condition of the person using the appliance.

Set the output level to 1 (LV1) and flash the treatment area once.

After 2 days



If there are no skin abnormalities

Set the output level to 1 (LV1) and start treatment on the area that you want.

- Guide for treatment frequency, time (See page 10.)

After 2 weeks*




If there are no skin abnormalities

*For armpits/bikini line/face: after 1 week

To increase the output level for treatment, flash once on the treatment area, and check your skin condition for around 2 days before further treatment. Increase the output level one step at a time.


- If there is intense pain or redness after 2 or more days, stop using the appliance and consult a dermatologist.



How to use

- The power will not turn on even when pressing the switch with the AC adaptor connected to the main body.
- The appliance may not operate in an ambient temperature approximately 5 °C or lower.

1 Remove the cap.



2 Attach the attachment to suit the area where you want to use it.

3 Press and hold (for approximately 3 seconds) to turn the power on.

- The power will turn off automatically if the appliance is not used for approximately 1 minute.

4 Press to select the output level.


- Level 1 is selected when the power is turned on.
- The level cycles through 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 1...each time the level selector switch is pressed.
- The level indication lamp blinks, and then turns on. (A beep sounds, indicating that preparation for flash is complete.)

5 When the level indication lamp glows, apply the flash switch closely against the skin and keep it pressed until flashes.

When the appliance beeps, press the head perpendicularly against the skin.

- Please do not press too strongly.
- Use the appliance after checking that there are no other people nearby.
- Light might leak from the air inlet on the back of the main body when flashing the treatment area; however, there will be no problem.
- Points for IPL hair removal (See page 14.)
- When the appliance beeps, preparation for flash is complete.

6 Press to turn the power off.




Points for proper IPL hair removal

Point 1


Apply the flash switch perpendicularly against the skin and keep it pressed against the skin.

The flash window will not flash unless it is applied perpendicularly to the skin.




Point 2

The size of the  area is a guide for the IPL hair removal range of each flash.




- (a) Body attachment
- (b) Face attachment

• When the appliance beeps, preparation for flash is complete.



Continuous flashes

After one flash, slide the appliance to the next flash area while it is still pressed against the skin. Up to 10 continuous flashes at an interval of approximately 3 seconds is possible.



- The flash window will no longer flash after 10 flashes. Remove the appliance from the skin and try again.
- Do not use the appliance continuously on the same area.
- Depending on usage conditions, the flash interval may vary.

For healthy skin

The following care is recommended after IPL hair removal.

1. Cool the skin using a towel soaked in ice water.





2. Moisturize the skin with the lotion etc.




Lamp indication


► Normal indication

 →	<p>The level indication lamp (blue) blinks (once/second). The image on the left is when level 5 is selected.</p> <p>Preparation for flash in progress.</p>
 →	<p>The level indication lamp (blue) glows. The image on the left is when level 5 is selected.</p> <p>Flashing is possible.</p>

► Charging notification

<p>LV 1 5</p>  →	<p>The charging indication/notification lamp (red) blinks (once/second).</p> <p>The battery level is low. Charging is recommended.</p>
---	--

► Malfunction display

<p>LV 1 5</p>  →	<p>[Abnormal charging] The charging indication/notification lamp (red) blinks quickly (twice/second).</p> <p>Recommended ambient temperature for charging is 15 – 35 °C. Check the room temperature of the place where the appliance is going to be charged, and charge it again.</p>
---	--

[Other malfunctions]

The level indication lamp (blue) and charging indication/notification lamp (red) blink simultaneously (once/second), the appliance beeps twice, and the power turns off after 5 seconds.



The appliance may not operate in an ambient temperature approximately 5 °C or lower. Check the room temperature of the place that the appliance is going to be used, and turn it on again.

(The appliance may not adapt to the room temperature immediately after changing the location.)


If the symptom occurs repeatedly, contact an authorized service centre.

Cleaning

Always turn the main body power off and wait for 2 to 3 minutes before cleaning.

► Flash window/Light guide

1. Remove the attachment.



2. Wipe any dirt clean carefully with a dry cloth.

Flash window



Light guide




3. Attach the attachment.

Insert until it clicks.



► Air inlet

Wipe any dirt clean with a dry cloth.



Q&A

Question	Answer
What type of light is emitted from the flash window?	► Instantaneous flash from a xenon lamp.
Why can the appliance be used only by those over the age of 18?	► This is because of unstable hormone balance when growing up and the skin can become sensitive easily.
On which areas can the appliance be used?	► Only use the appliance on underarms, arms, legs, bikini-line and face (when using face attachment). (Do not use the body attachment on the face or other areas.)
Is it alright to use the appliance everyday?	► Using the appliance on the same area everyday is not recommended. Please follow the guide for treatment frequency and time. (See page 10.)
Why is there a burning smell after a flash?	► This is because the flash applies heat to unwanted hair, and is not a sign of a malfunction. Shave any hair if it has grown too long. Also remove all trimmings remaining on the skin.
The light feels very bright while using the appliance but is this a problem?	► Apply the flash switch closely against the skin. (See page 14.) If the light is still a concern, wear sunglasses or other eye protection.

Question	Answer
Can the flash lamp be replaced?	<p>The flash lamp cannot be replaced.</p> <p>▶ If the flash lamp is damaged or the like, please contact the store where you purchased the unit or a service centre authorized by Panasonic for repair.</p>
The light feels hot while using the appliance but is this a problem?	<p>▶ The sensation is different for each person but it may feel hotter if hair has not been shaved properly.</p> <p>▶ Treated skin may temporarily turn red or feel painful depending on the body type or condition of the person using the appliance. Stop using the appliance immediately, and keep the skin cool and moist.</p>
The treated skin turns red while using the appliance but is this a problem?	<p>▶ If the symptoms subside within 2 days, use the appliance at a level that the symptoms do not appear. If the symptoms persist after 2 days, consult a dermatologist. (See page 12.)</p>
The pain and redness do not subside after use but is this a problem?	<p>▶ If the symptoms subside within 2 days, use the appliance at a level that the symptoms do not appear. If the symptoms persist after 2 days, consult a dermatologist. (See page 12.)</p>
When the remaining capacity of the battery is low (charging indication/notification lamp blinks), does the flash power drop?	<p>▶ Regardless of the remaining capacity of the battery, the flash power is the same.</p>

Question	Answer
Can the appliance be used by men?	<p>▶ Men can use the appliance apart from on the beard, but because generally men have more and thicker body hair than women, the stimulation of the skin may be stronger.</p>
Dirt on the light guide cannot be removed.	<p>▶ If the dirt cannot be removed even after cleaning, contact the store where you purchased the unit or a service centre authorized by Panasonic for repair. [Repair part] Body attachment: WESWH90W3108</p>

Troubleshooting

Problem	Action
The flash window does not flash.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Check that the level indication lamp (blue) has changed from blinking to glowing. ▶ Press the flash switch perpendicularly against the skin until it flashes. (See page 14.) ▶ If 10 continuous flashes have been emitted, temporarily move the appliance away from the skin.
The flash preparation time is long.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ The flash preparation time may become longer to prevent the main body from overheating.
The power turned off after all lamps blinked and the appliance beeped twice.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ The appliance may not operate in an ambient temperature approximately 5 °C or lower. (See page 15.)
The power turned off during use.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ For safety reasons, the power will turn off automatically if the appliance is not used for approximately 1 minute after the power is turned on. Turn the power on again.
The appliance can only be used a few times after charging.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ The battery has reached the end of its life. (See this page.)

Problem	Action
The appliance does not operate even after pressing the power switch.	▶ Press and hold the power switch (for approximately 3 seconds) when turning the power on.
	▶ Charge the appliance. (See page 11.)

If the problems still cannot be solved, contact the store where you purchased the unit or a service centre authorized by Panasonic for repair.

Battery life

Approximately 3 years.

If the operating time is significantly shorter even after a full charge, the battery has reached the end of its life.

(The battery life may change due to usage and storage conditions.)

The battery in this appliance is not intended to be replaced by consumers. Have the battery replaced by an authorized service centre.


Removing the built-in rechargeable batteries

Remove the built-in rechargeable batteries before disposing of the appliance.

Please make sure that the batteries are disposed of at an officially designated location if there is one.

This figure must only be used when disposing of the appliance, and must not be used to repair it. If you dismantle the appliance yourself, it may cause malfunction.

- Remove the appliance from the AC adaptor.
- If the appliance can be turned on and emit light, use it until the battery is depleted.
- Wait for at least 10 minutes after turning the power off before disassembling the appliance.
- Perform steps ① to ⑦ and lift the battery, and then remove it.
- Take care not to short circuit the positive and negative terminals of the removed battery, and insulate the terminals by applying tape to them.



For environmental protection and recycling of materials

This appliance contains Li-ion batteries.

Please make sure that the batteries are disposed of at an officially assigned location, if there is one in your country.

Specifications

Power supply	See the name plate on the AC adaptor. (Automatic voltage conversion)
Charging time	Approx. 3 hours

This product is intended for household use only.

Инструкция по эксплуатации
(Бытовые) IPL-система удаления волос (Фотоэпилятор)
Модель № ES-WH90

Содержание

Указания по технике безопасности.....	22	Использование.....	32
Использование по назначению.....	27	Для здоровой кожи.....	33
Описание.....	28	Индикаторы.....	34
Обрабатываемые участки.....	29	Очистка.....	35
Инструкции по частоте и продолжительности обработки.....	29	Вопросы и ответы.....	35
Зарядка.....	30	Устранение неисправностей.....	37
Перед началом эксплуатации.....	31	Срок службы батареи.....	37
При первом использовании прибора... 31		Извлечение встроенных аккумуляторов... 38	
		Технические характеристики.....	38

Благодарим вас за приобретение продукта Panasonic.

Прежде чем использовать этот прибор, внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните их для дальнейшего использования.

Указания по технике безопасности

Чтобы уменьшить риск получения травм, гибели людей, поражения электрическим током, пожара и повреждения имущества, всегда соблюдайте следующие меры предосторожности.

Пояснения к символам

Следующие символы используются для классификации и описания уровня опасности, травм и материального ущерба, которые возникнут при игнорировании указаний и ненадлежащем использовании продукта.

 **ОПАСНОСТЬ**

Обозначает потенциальную опасность, которая приведет к серьезным травмам или смерти.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


Обозначает потенциальную опасность, которая может привести к серьезным травмам или смерти.

 **ВНИМАНИЕ**

Обозначает опасность, которая может привести к незначительным травмам или порче имущества.


Для классификации и описания типов инструкций, которым необходимо следовать, используются следующие символы.


 Этот символ используется для предупреждения пользователей о конкретном способе эксплуатации, который запрещено применять.


 Этот символ используется для предупреждения пользователей о конкретной процедуре, которой необходимо следовать для безопасной эксплуатации прибора.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


► Предотвращение проблем с кожей и здоровьем

 Лица, использующие имплантированные медицинские приборы, такие как кардиостимулятор, не должны касаться данным устройством кожи в месте имплантации электронного медицинского прибора.
- Это может привести к несчастному случаю или заболеванию.


 Не используйте во время беременности или менструации.
- Это может привести к проблемам с кожей вследствие неустойчивого гормонального баланса.

 Не используйте на татуировках.
- Это может привести к образованию ожоговых рубцов вследствие ожогов, покраснению кожи или появлению сыпи.

 Не светите прямо в глаза.
- Это может привести к повреждению глаз.


 Используйте только для подмышечных впадин, рук, ног, зоны бикини или лица (при использовании насадки для лица).
- Невыполнение этого требования может привести к ожогам, покраснению кожи или появлению сыпи.

► Питание

 Не подключайте и не отключайте адаптер от бытовой розетки мокрыми руками.
- Это может привести к поражению электрическим током или травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается повреждать или изменять, сильно гнуть, тянуть или крутить сетевой шнур. Кроме того, не ставьте ничего тяжелого на сетевой шнур и не передавливайте его.

 **Никогда не используйте прибор, если адаптер переменного тока поврежден или если сетевая вилка слишком свободно входит в бытовую розетку.**

- Это может привести к поражению электрическим током или пожару вследствие короткого замыкания.

Не используйте ничего, кроме прилагаемого адаптера переменного тока. Кроме того, не заряжайте какие-либо другие приборы с помощью прилагаемого адаптера переменного тока.

- Это может привести к ожогам или пожару вследствие короткого замыкания.


Не используйте в случае превышения номинальной нагрузки в бытовой розетке или электропроводке.

- Превышение номинальной нагрузки при подключении слишком большого количества штепселей в одну бытовую розетку может привести к пожару из-за перегрева.


Обязательно убедитесь в том, что прибор работает от источника электропитания, соответствующего его номинальному напряжению, указанному на адаптере переменного тока.

Полностью вставьте адаптер или разъем для подключения питания к прибору.


- Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.


 **Всегда отключайте адаптер от бытовой розетки при чистке.**
- Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или травмам.


Регулярно очищайте сетевую вилку и разъем для подключения питания к прибору с целью предотвращения накопления пыли.

 - Невыполнение этого требования может привести к возгоранию из-за повреждения изоляции из-за влажности. Отключите адаптер и протрите сухой тряпкой.

► Данное изделие

 **Данный продукт оснащен встроенной аккумуляторной батареей. Не подвергайте воздействию огня или высоких температур. Запрещается заряжать, использовать или оставлять при высоких температурах.**
- Это может привести к перегреву, воспламенению или взрыву.

 **Не храните в местах, доступных для детей. Не позволяйте им пользоваться прибором.**
- Это может привести к несчастному случаю или травме.

 **Не вносите изменений и не ремонтируйте.**
- Это может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.
Обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта (замены батареи и т.д.).

 **Никогда не разбирайте прибор, за исключением случаев, когда он подвергается утилизации.**

- Это может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.

 **Не используйте, если заблокировано вентиляционное отверстие.**

- Это может привести к пожару или ожогам.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

► Корпус и адаптер переменного тока

Не храните корпус и адаптер переменного тока в ванной комнате или месте с высоким уровнем влажности. Также не оставляйте в таких местах, где на прибор может попасть вода (например, на туалетном столике).

- Это может привести к поражению электрическим током или пожару.



Не погружайте корпус и адаптер переменного тока в воду и не мойте их водой.

Не используйте корпус и адаптер переменного тока в ванной комнате или месте с высоким уровнем влажности.

- Это может привести к поражению электрическим током или пожару вследствие короткого замыкания.



Берегите прибор от попадания влаги.

► В случае неправильной работы или неисправности

Немедленно прекратите использование и отключите адаптер, если возник сбой или какие-либо неисправности.

- Использование его в таких условиях может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.

<Причины сбоев и неисправностей>



• Корпус, адаптер или сетевой шнур деформирован или чрезмерно горячий.

• Корпус, адаптер или сетевой шнур пахнет гарью.

• Возникает необычный звук, исходящий от корпуса, адаптера или сетевого шнура во время работы или зарядки.

- Обратитесь за проверкой или ремонтом в авторизованный сервисный центр.

► Также соблюдайте следующие меры предосторожности

Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами без соответствующих знаний и опыта. Использование прибора такими людьми допускается только под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность.



Необходимо следить, чтобы дети не играли с прибором.

- Невыполнение этого требования может привести к повреждению или травмам.

Шнур электропитания не может быть заменен. Если шнур электропитания поврежден, адаптер переменного тока следует выбросить.



- Невыполнение этого требования может привести к повреждению или травмам.



ВНИМАНИЕ

► Защита кожи

Следующие лица не должны использовать этот прибор:

- Страдающие дерматитом
- Страдающие atopическим дерматитом или сыпью и другими кожными заболеваниями
- Страдающие аллергическим диатезом или с чувствительной кожей, которая легко раздражается от косметики, одежды, металлов и т.д.
- С кожей, чувствительной к воздействию солнечного света

Не используйте на следующих участках тела:

- На загорелой коже
- На темно-коричневых или черных участках кожи, таких как родинки
(См. лист “Возможные цвета волос и кожи”).



- На струпях, травмах, сыпи, синяках, бородавках, прыщах, раке кожи, стригущем лишае (дерматомикозе), фолликулите, раздраженной коже, укусах насекомых и т.д.
- На ангиоме
- На участках, где применялась косметическая хирургия

Не используйте в следующих случаях:

- Если вы нехорошо себя чувствуете или чувствуете, что что-то не так с вашей кожей или телом

Не используйте повторно на одном участке. (Старайтесь использовать прибор не чаще одного раза в каждые 3 дня, даже если удаление нежелательных волос не сразу становится очевидным.)

- Это может привести к травмам кожи, воспалению, кровотечению, усилению боли или другим проблемам, либо к ухудшению имеющихся симптомов.



Не снимайте насадку, кроме как во время чистки.

- Это может привести к травме кожи или пальцев.



Допускается использование только лицами старше 18 лет.

- Невыполнение этого требования может привести к травме или воспалению кожи, кровотечению или усилению боли.



Перед началом эксплуатации убедитесь, что на световоде и окне излучателя нет деформаций, трещин или повреждений.

- Невыполнение этого требования может привести к травмам кожи.



Лица, принимающие медицинские препараты, должны проконсультироваться с дерматологом.

- В зависимости от типа принимаемого медицинского препарата кожа может быть чувствительна к стимуляции светом, что может привести к проблемам с кожей.



В случае воспаления (например, при покраснении кожи) прекратите пользоваться прибором, и обратитесь к дерматологу, если через 2 дня воспаление не проходит.

- Невыполнение этого требования может привести к ухудшению симптомов.



Перед началом эксплуатации снимите металлические объекты, такие как аксессуары.

- Невыполнение этого требования может привести к повреждению или травмам.

► Питание



Не допускайте, чтобы металлические объекты или мусор прилипали к сетевой вилке или разъему для подключения питания к прибору.

- Это может привести к поражению электрическим током или пожару вследствие короткого замыкания.

ВНИМАНИЕ

Не наматывайте сетевой шнур вокруг адаптера во время хранения.



- Это может привести к излому шнура под нагрузкой, и, как следствие, к пожару по причине короткого замыкания.

При отключении адаптера или разъема для подключения питания к прибору держитесь за них, а не за сетевой шнур.



- Отключение, держась за сетевой шнур, может привести к поражению электрическим током или травме.

Отключите адаптер от бытовой розетки, когда прибор не заряжается.



- Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или пожару из-за утечки тока в результате износа изоляции.

► Данное изделие

Не использовать на мокрой коже.



- Это может привести к поражению электрическим током.

Не роняйте и не подвергайте ударам.



- Это может привести к травмам.

Не снимайте насадку и не касайтесь окна излучателя сразу после использования функции фотоэпиляции.



- Это может привести к ожогам, поскольку окно излучателя сильно нагревается.

► Соблюдайте следующие меры предосторожности

Не используйте на одежде или волосах на голове.



- Это может привести к ожогам или обесцвечиванию.

Обращение с извлеченным аккумулятором при утилизации

ОПАСНОСТЬ

Аккумулятор предназначен исключительно для использования с этим прибором. Не используйте аккумулятор с другими устройствами.

Не заряжайте аккумулятор после того, как он был вынут из устройства.

- Не бросайте в огонь и не нагревайте.
 - Не ударяйте, не разбирайте, не модифицируйте и не прокалывайте.
 - Не позволяйте положительным и отрицательным клеммам аккумулятора входить в контакт друг с другом через металлические предметы.
 - Не переносите и не храните аккумулятор вместе с металлическими украшениями, такими как цепочки, заколки.
 - Не используйте и не оставляйте аккумулятор там, где он будет подвергаться воздействию высоких температур, например, под прямыми солнечными лучами или вблизи других источников тепла.
 - Никогда не нарушайте изоляцию аккумулятора.
- Это может привести к перегреву, воспламенению или взрыву.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После снятия аккумулятора держите его в месте, недоступном для детей.

- Аккумулятор может нанести вред организму при случайном проглатывании.

Если это произошло, немедленно обратитесь к врачу.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При протечке аккумуляторной жидкости не прикасайтесь к аккумулятору голыми руками.

- Аккумуляторная жидкость может привести к слепоте при попадании в глаза.



Не трите глаза. Немедленно промойте чистой водой и обратитесь к врачу.

- При попадании на кожу или одежду аккумуляторная жидкость может вызвать воспаления или травмы.


Тщательно смойте ее чистой водой и обратитесь к врачу.

Использование по назначению

- Прежде чем приступать к фотоэпиляции, выполните следующие действия.
 - Данный прибор необходимо использовать только на голой коже без нанесения косметических средств, лосьонов и т.д. Если используется лосьон или средство для бритья (гель и т. д.), тщательно смойте средство водой и дайте коже высохнуть.
 - Обязательно побрите обрабатываемый участок кожи (на теле или лице).
Перед использованием вытрите воду или пот с обрабатываемого участка и уберите прилипшие к коже волосы.
Если на коже останутся волосы или средство для бритья, это может привести к загрязнению световода. В результате может усложниться чистка световода.
- Не используйте для чистки прибора спирт, жидкость для снятия лака или моющее средство (например, жидкое мыло для рук) и т.д. Это может привести к поломке, растрескиванию или обесцвечиванию корпуса. Протирайте сухой тканью.
- Не оставляйте прибор в местах с высокой температурой. Это может привести к неисправности.
- Данный символ означает, что для подключения этого электроприбора к сети питания требуется специальный отсоединяемый блок питания. Обозначение типа блока питания приводится рядом с символом.



Описание



A Крышечка

B Насадка для тела

C Насадка для лица

① Световод

② Переключатель излучения

D Корпус

③ Окно излучателя

④ Лампа излучателя

⑤ Переключатель выбора уровня (мигает)

⑥ Переключатель питания

⑦ Индикатор уровня (синий) (мигает)

(См. стр. 31 и 34.)

⑧ Индикатор зарядки/уведомления (красный) (См. стр. 30 и 34.)

⑨ Вентиляционное отверстие

⑩ Гнездо для подключения зарядного устройства

E Адаптер переменного тока (RE7-87)

⑪ Адаптер

⑫ Сетевая вилка


⑬ Сетевой шнур

⑭ Разъем для подключения питания к прибору

Снятие и установка насадки для лица/тела

► Снятие насадки

Удерживая насадку по бокам, снимите ее с корпуса.



► Установка насадки


Надавите на насадку до щелчка.



Обрабатываемые участки


Лицо



Не используйте в области , например, вокруг глаз, бровей, губ и т.д.

- Подвяжите волосы или зафиксируйте их с помощью ленты для поддержки волос и т.д. Также зафиксируйте короткие волосы заколками и т.д.
- Постарайтесь не обгореть на солнце до и после применения на лице.
- Не используйте для обработки мужской бороды.

Подмышечные впадины




Руки



Зона бикини *1, 2



Ноги



*1 Прежде чем приступить к обработке зоны бикини, оденьте купальник, нижнее белье и т.п., чтобы определиться с обрабатываемым участком.

*2 Не используйте в области живота и гениталий.

Инструкции по частоте и продолжительности обработки

Частота

Ноги/Руки

Используйте раз в 2 недели первые 2 месяца.

Используйте раз в 4 недели с 3-го месяца.

Подмышечные впадины/Зона бикини/Лицо

Используйте раз в неделю первые 2 месяца.

Используйте раз в 2 недели с 3-го месяца.

Инструкции по времени обработки


Ноги	Приблизительно 10 минут за один сеанс для обеих ног (приблизительно 190 импульсов)
Руки	Приблизительно 5 минут за один сеанс для обеих рук (приблизительно 90 импульсов)
Подмышечные впадины	Приблизительно 2 минуты за один сеанс для обеих подмышечных впадин (приблизительно 30 импульсов)
Зона бикини	Приблизительно 2 минуты за один сеанс (приблизительно 30 импульсов)
Лицо	Приблизительно 3 минуты за один сеанс (приблизительно 40 импульсов)

- Обратите внимание, что для осветления лица рекомендуется использовать прибор один раз каждые 3 дня.
- Не используйте повторно на одном участке, даже если удаление нежелательных волос не сразу становится очевидным. Старайтесь использовать прибор не чаще одного раза в каждые 3 дня. (Эффект от обработки может отличаться в зависимости от области обработки или индивидуальных особенностей тела.)
- Если прибор некоторое время не использовался, продолжайте использовать с той же частотой, что и в первые 2 месяца.

- Длительность обработки зависит от места роста и количества волос, обрабатываемого участка и способа использования прибора.
- Сначала сбейте на обрабатываемом участке все лишние волосы. Используйте отдельную бритву или электробритву.
- Данный прибор не обеспечивает перманентную эпиляцию. В случае прекращения использования прибора лишние волосы со временем отрастут.

Зарядка

1 Надежно вставьте разъем для подключения питания к прибору в гнездо для подключения зарядного устройства в нижней части корпуса.



2 Надежно подключите адаптер к электрической розетке.

3 Убедитесь, что индикатор зарядки/уведомления горит.

В процессе зарядки	После завершения зарядки
Загорится красный индикатор.	Красный индикатор гаснет.

- Зарядка занимает около 3 часов.
- Время зарядки может отличаться в зависимости от зарядной емкости.

<Проверка завершения зарядки>

Нажмите переключатель питания при подключенном адаптере переменного тока. Индикатор зарядки/уведомления загорается и приблизительно через 5 секунд гаснет.

4 Выключите адаптер из электрической розетки и отсоедините разъем для подключения питания к прибору от корпуса.

(в целях безопасности и для уменьшения энергопотребления)

- Зарядка в течение 3 часов или дольше не нанесет вреда корпусу.

Примечания

- Время зарядки может отличаться, если прибор используется впервые или не использовался больше полугода или дольше. Индикатор на корпусе может не светиться в течение нескольких минут после начала зарядки, но он загорится, если зарядка продолжится.
- Полной зарядки прибора хватает на излучение приблизительно 600 импульсов.
- Количество импульсов зависит от температуры воздуха и способа использования прибора.
- Рекомендованная температура воздуха во время зарядки составляет 15 °C - 35 °C. Если температура воздуха не соответствует рекомендованной, зарядка может быть невозможна.
- Если во время зарядки из радиоприемников и других устройств доносится шум помех, заряжайте прибор от другой электрической розетки.
- Зарядка прибора после каждого использования не влияет на срок службы аккумулятора.

Перед началом эксплуатации

- Не используйте прибор в темном помещении. Закрывайте глаза при фотозпиляции лица с использованием насадки для лица. Это может привести к временному раздражению глаз.
- Данный прибор необходимо использовать только на голой коже без нанесения косметических средств, лосьонов и т.д. Если используется лосьон или средство для бритья (гель и т. д.), тщательно смойте средство водой и дайте коже высохнуть.
- Обязательно побрейте обрабатываемый участок кожи (на теле или лице). Перед использованием вытрите воду или пот с обрабатываемого участка и уберите прилипшие к коже волосы. Если на коже останутся волосы или средство для бритья, это может привести к загрязнению световода. В результате может усложниться чистка световода.

При первом использовании прибора

Убедитесь, что уровень мощности подходит вашей коже. В зависимости от телосложения и состояния здоровья человека, использующего прибор, обработанная кожа может временно покраснеть или болеть.

Установите уровень мощности 1 (LV1) и обработайте участок одним импульсом.

Через 2 дня



Если кожа в порядке

Установите уровень мощности 1 (LV1) и начните обрабатывать требуемый участок.

- Инструкции по частоте и продолжительности обработки (См. стр. 29.)

Через 2 недели*



Если кожа в порядке


*Для подмышечных впадин/зоны бикини/лица: через 1 неделю

Если требуется увеличить уровень мощности, обработайте участок одним импульсом, после чего в течение приблизительно 2-х дней следите за состоянием кожи. Повышайте мощность излучения на один шаг за раз.

- Если через 2 дня или больше наблюдается сильная боль или покраснение, прекратите пользоваться прибором и обратитесь к дерматологу.

<Уровни мощности>

Большая эффективность обработки




Минимальная боль или раздражение

Использование

- Питание не включается даже после нажатия выключателя и после подключения адаптера переменного тока к корпусу.
- Прибор может не работать при температуре окружающей среды примерно 5 °С или ниже.

1 Снимите крышечку.



2 Наденьте насадку, которая соответствует обрабатываемой области.

3 Нажмите и удерживайте (приблизительно 3 секунды) , чтобы включить питание.

- Если прибор не используется приблизительно 1 минуту, питание автоматически выключается.


4 Нажмите , чтобы выбрать уровень мощности.

- При включении питания выбран уровень 1.
- Уровень переключается циклически в последовательности 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 1 при нажатии переключателя выбора уровня.
- Индикатор уровня мигает, а затем включается. (Раздается звуковой сигнал готовности к импульсу.)

5 После того, как загорится индикатор уровня, прижмите переключатель излучения к коже и держите до излучения импульса.

После того как прибор подаст звуковой сигнал, прижмите головку перпендикулярно к коже.

- Не нажимайте слишком сильно.
- Прежде чем использовать прибор убедитесь, что поблизости нет других людей.
- При излучении в обрабатываемой области может излучаться свет из вентиляционного отверстия в задней части корпуса; это не должно вызывать каких-либо проблем.
- Инструкции по фотоэпиляции (См. стр. 33.)
- После того как прибор подаст звуковой сигнал, подготовка к импульсу завершена.




6 Нажмите , чтобы выключить питание.

Инструкции по надлежащей фотоэпиляции

Инструкция 1


Прижмите переключатель излучения перпендикулярно к коже и держите его в таком положении.

Из окна излучателя не будут излучаться импульсы, если прибор не прижат к коже перпендикулярно.




Инструкция 2

Размер области  служит ориентиром для определения области фотоэпиляции при каждом импульсе.




- (a) Насадка для тела
- (b) Насадка для лица

• После того как прибор подаст звуковой сигнал, подготовка к импульсу завершена.



Серия импульсов

После одного импульса переместите прибор к следующему участку, удерживая прибор прижатым к коже. Допускается излучение до 10 импульсов с интервалом приблизительно 3 секунды.



- После 10 импульсов окно излучателя перестанет излучать импульсы. Уберите прибор от кожи и повторите.
- Не используйте прибор повторно на одном участке.
- В зависимости от условий эксплуатации интервал импульсов может отличаться.

Для здоровой кожи





После фотоэпиляции рекомендуется следующий уход для кожи.

1. Охладите кожу при помощи полотенца, смоченного в ледяной воде.
2. Увлажните кожу при помощи лосьона и т.п.





Индикаторы



► Обычная индикация

 	<p>Индикатор уровня (синий) мигает (один раз в секунду). На изображении слева выбран 5 уровень.</p> <p>Выполняется подготовка к импульсу.</p>
 	<p>Индикатор уровня (синий) горит. На изображении слева выбран 5 уровень.</p> <p>Устройство готово к излучению импульса.</p>

► Уведомление о зарядке

 	<p>Индикатор зарядки/уведомления (красный) мигает (один раз в секунду).</p> <p>Низкий заряд аккумулятора. Рекомендуется выполнить зарядку.</p>
---	--

► Отображение неисправности

 	<p>[Проблемы с зарядкой] Индикатор зарядки/уведомления (красный) быстро мигает (два раза в секунду).</p> <p>Рекомендованная температура воздуха во время зарядки составляет 15 °С - 35 °С. Проверьте температуру воздуха в помещении, где выполняется зарядка прибора, и повторите зарядку.</p>
---	--

[Другие неисправности]

Индикатор уровня (синий) и индикатор зарядки/уведомления (красный) мигают одновременно (один раз в секунду), прибор подает два звуковых сигнала и через 5 секунд выключается питание.

Прибор может не работать при температуре окружающей среды примерно 5 °С или ниже. Проверьте температуру воздуха в помещении, где будет использоваться прибор, и включите его снова.

(Прибор может не сразу адаптироваться к температуре воздуха после смены места.)

Если проблема повторяется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.




Очистка

Прежде чем чистить, обязательно выключите питание и подождите 2-3 минуты.

► Окно излучателя/Световод

1. Снимите насадку.



2. Тщательно вытрите грязь сухой тканью.

Окно излучателя



Световод




3. Наденьте насадку.
Вставьте до щелчка.



► Вентиляционное отверстие

Вытрите грязь сухой тканью.



Вопросы и ответы

Вопрос	Ответ
Свет какого типа излучается из окна излучателя?	► Мгновенная вспышка ксеноновой лампы.
Почему этим прибором могут пользоваться только лица, старше 18 лет?	► Это связано с неустойчивым гормональным балансом при взрослении и высокой чувствительностью кожи.
На каких участках можно применять прибор?	► Используйте прибор только для подмышечных впадин, рук, ног, зоны бикини или лица (при использовании насадки для лица). (Не используйте насадку для тела на лице или других участках).
Можно ли использовать прибор каждый день?	► Использовать прибор каждый день на одном участке не рекомендуется. Соблюдайте инструкции по частоте и продолжительности обработки. (См. стр. 29.)
Почему после импульса чувствуется запах гари?	► Это связано с воздействием тепла, излучаемого во время импульса, на оставшиеся волосы, и не является следствием неисправности. Сбрейте волосы, если они отросли слишком сильно. Также удаляйте с кожи обрезки волос.

Вопрос	Ответ
Свет, излучаемый при использовании прибора, кажется очень ярким. Это нормально?	<p>Прижимайте переключатель излучения вплотную к коже. (См. стр. 33.)</p> <p>► Если свет все еще мешает, воспользуйтесь солнцезащитными очками или другими средствами защиты глаз.</p>
Можно ли заменить лампу излучателя?	<p>Лампа излучателя замене не подлежит.</p> <p>► Если лампа излучателя повреждена или имеет какой-либо дефект, обратитесь в магазин, где был приобретен прибор, или в авторизованный сервисный центр Panasonic для ремонта.</p>

Вопрос	Ответ
Свет, излучаемый при использовании прибора, кажется горячим. Это нормально?	<p>► Ощущения разнятся в зависимости от человека, но если на коже остались волосы, температура может казаться более высокой.</p> <p>► В зависимости от телосложения и состояния здоровья человека, использующего прибор, обработанная кожа может временно покраснеть или болеть. Немедленно прекратите пользоваться прибором, после чего охладите и увлажните кожу.</p>
При использовании прибора обработанная кожа краснеет. Это нормально?	<p>► Если в течение 2-х дней симптомы проходят, продолжайте пользоваться прибором на таком уровне, чтобы эти симптомы не появлялись. Если после 2-х дней симптомы не проходят, обращайтесь к дерматологу. (См. стр. 31.)</p>
После использования боль и покраснение не проходят, это нормально?	<p>► Независимо от оставшейся емкости аккумулятора, мощность излучения остается постоянной.</p>
Уменьшается ли мощность излучения при уменьшении заряда аккумулятора (индикатор зарядки/уведомления мигает)?	<p>► Мужчины могут использовать прибор, кроме области бороды, но стимуляция кожи может быть сильнее из-за того что у мужчин, по сравнению с женщинами, как правило, на теле больше волос и они толще.</p>
Могут ли мужчины пользоваться прибором?	

Вопрос	Ответ
Не удается очистить грязь со световода.	<p>Если не удастся очистить грязь даже после очистки, обратитесь в магазин, где был приобретен прибор, или в авторизованный сервисный центр Panasonic для ремонта.</p> <p>[Запасная деталь] Насадка для тела: WESWH90W3108</p>

Устранение неисправностей

Проблема	Действия
Из окна излучателя не излучаются импульсы.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что индикатор уровня (синий) перестал мигать и горит постоянно.
	<ul style="list-style-type: none"> Прижмите переключатель излучения перпендикулярно к коже до подачи импульса. (См. стр. 33.)
	<ul style="list-style-type: none"> После излучения серии из 10 импульсов временно уберите прибор от кожи.
Подготовка к импульсу занимает много времени.	<ul style="list-style-type: none"> Подготовка к импульсу может занимать больше времени для предотвращения перегрева корпуса.
Питание выключилось, после того как мигнули все индикаторы и прибор подал два звуковых сигнала.	<ul style="list-style-type: none"> Прибор может не работать при температуре окружающей среды примерно 5 °C или ниже. (См. стр. 34.)

Проблема	Действия
Во время работы выключилось питание.	<ul style="list-style-type: none"> В целях безопасности питание прибора автоматически выключается, если он не используется приблизительно 1 минуту после включения. Снова включите питание.
После зарядки прибор можно использовать только несколько раз.	<ul style="list-style-type: none"> Срок службы аккумулятора закончился. (См. на этой стр.)
После нажатия переключателя питания прибор не включается.	<ul style="list-style-type: none"> Для включения питания нажмите и удерживайте переключатель питания (приблизительно 3 секунды).
	<ul style="list-style-type: none"> Зарядите прибор. (См. стр. 30.)

Если проблему решить не удастся, обратитесь в магазин, где был приобретен данный прибор, или в авторизованный сервисный центр Panasonic для ремонта.

Срок службы батареи

Приблизительно 3 года.

Если время работы оказывается очень коротким даже после полной зарядки, срок службы аккумулятора закончился. (Срок службы аккумулятора зависит от условий использования и хранения.)

Аккумулятор данного прибора не предназначен для самостоятельной замены пользователем. Замена аккумулятора должна выполняться в авторизованном сервисном центре.


Извлечение встроенных аккумуляторов

Перед утилизацией прибора удалите из него аккумуляторы.

Пожалуйста, проследите за тем, чтобы утилизация батарей была выполнена в официальном пункте приема, при наличии такового в вашем городе.

Данный рисунок предназначен для использования только при утилизации прибора, а не для ремонта. Если вы разберете прибор самостоятельно, это может привести к неисправности.

- Отсоедините прибор от адаптера переменного тока.
- Если прибор включается и излучает свет, используйте до полной разрядки аккумулятора.
- Подождите не меньше 10 минут после выключения питания, и только потом разбирайте прибор.
- Выполните шаги с ① по ⑦, приподнимите и удалите батарею.
- Избегайте короткого замыкания между положительной и отрицательной клеммами извлеченного аккумулятора, изолируя клеммы при помощи клейкой ленты.



Рекомендации по охране окружающей среды и переработке отходов

Данный прибор содержит литий-ионный аккумулятор.

Пожалуйста, проследите за тем, чтобы утилизация аккумуляторов была выполнена в официальном пункте приема, при наличии такового в вашей стране.

Технические характеристики

Питание	См. табличку номиналов на адаптере сети переменного тока. (автоматическое преобразование напряжения)
Время зарядки	Прибл. 3 часа

Данное устройство предназначено только для домашнего использования.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.



Панасоник Корпорэйшн


1006, Кадома, Осака 571-8501, Япония

Сделано в Японии

Примечание:

Дата изготовления устройства (год, месяц, день) указана в виде номера на изделии и адаптере переменного тока.

Номер: X XX XX



Зміст

Заходи безпеки	42	Використання	52
Використання за призначенням.....	47	Для здоров'я шкіри	53
Будова епілятора.....	48	Індикатори.....	54
Оброблювані ділянки	49	Чищення	55
Інструкції з частоти та тривалості обробки	49	Питання та відповіді	55
Заряджання.....	50	Усунення несправностей.....	57
Перед початком використання.....	51	Термін дії акумулятора	57
При першому використанні приладу ...	51	Вилучення вбудованих акумуляторів...	58
		Технічні характеристики	58

Дякуємо за придбання цього продукту Panasonic.




Перш ніж починати користуватись цим приладом, уважно прочитайте дані інструкції та збережіть їх для подальшого використання.

Заходи безпеки



Щоб зменшити ризик отримання травм, загибелі людей, ураження електричним струмом, пожежі і пошкодження майна, дотримуйтесь наведених далі заходів безпеки.

Пояснення до символів

Такі символи використовуються для класифікації та опису рівня небезпеки, травм і матеріального збитку, які може спричинити невиконання зазначених вимог і неналежне використання приладу.


	НЕБЕЗПЕЧНО	Позначає потенційну небезпеку, яка призводить до серйозних травм або смерті.
	ОБЕРЕЖНО	Позначає потенційну небезпеку, яка може призвести до серйозних травм або смерті.
	УВАГА	Позначає потенційну небезпеку, яка може призвести до незначних травм або псування майна.


Такі символи використовуються для класифікації та опису типу інструкцій, яких необхідно дотримуватися.


	Цей символ використовується для попередження користувачів про конкретну дію, яку не слід виконувати під час експлуатації.
	Цей символ використовується для попередження користувачів про конкретну дію, яку слід виконувати заради безпечної експлуатації.


ОБЕРЕЖНО


► Для запобігання проблемам зі шкірою та здоров'ям

 Особи, що використовують імплантовані медичні електронні пристрої, такі як кардіостимулятор, не повинні торкатись цим пристроєм тієї ділянки шкіри, де імплантовано медичний електронний пристрій.
- Це може призвести до нещасливого випадку або захворювання.


 **Не використовуйте під час вагітності або менструації.**
- Це може призвести до проблем зі шкірою через нестабільний гормональний баланс.

 **Не використовуйте на татуюваннях.**
- Це може призвести до появи на шкірі келоїдних рубців через опіки або почервоніння чи висипу іншого типу.

 **Не світіть безпосередньо в очі.**
- Це може призвести до травмування очей.

 **Використовуйте тільки на пахвах, руках, ногах, зоні бікіні або обличчі (при використанні насадки для обличчя).**
- Невиконання цієї вимоги може призвести до появи на шкірі опіків або почервоніння чи висипу іншого типу.

► Живлення

 **Не підключайте до розетки і не відключайте з розетки адаптер мокрими руками.**
- Це може призвести до ураження електричним струмом або травм.



ОБЕРЕЖНО

Не пошкоджуйте, не змінюйте, не перегинайте, не тягніть і не перекручуйте шнур. Також не кладіть важкі предмети і не стискайте шнур.



Забороняється використовувати пристрій, якщо адаптер змінного струму пошкоджений або якщо штепсельна вилка недостатньо щільно підключена до розетки.

- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі через коротке замикання.

Не використовуйте інші адаптери змінного струму, крім того, що йде у комплекті. Також не використовуйте додатний адаптер змінного струму для зарядження інших пристроїв.



- Це може призвести до опіків або пожежі через коротке замикання.

Не використовуйте у спосіб, що призведе до перевищення потужності побутової розетки або проводки.



- Перевищення потужності внаслідок підключення надмірної кількості вилок до однієї розетки може призвести до пожежі через перегрів.

Завжди перевіряйте, щоб пристрій працював від джерела живлення, відповідного його номінальній напрузі, зазначеній на адаптері змінного струму.



Повністю вставляйте адаптер або штекер.

- Невиконання цієї вимоги може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

Перед початком чищення завжди відключайте адаптер від електричної розетки.



- Невиконання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом або травм.

Регулярно очищуйте вилку і штекер, щоб запобігти накопиченню пилу.



- Невиконання цієї вимоги може призвести до пожежі через порушення ізоляції внаслідок вологості.

Від'єднайте адаптер і протріть його сухою тканиною.

► Даний виріб

Цей пристрій оснащено вбудованим акумулятором. Не кидайте його у вогонь і не піддавайте впливу тепла. Не заряджайте, не використовуйте і не залишайте його при високих температурах.



- Це може призвести до перегріву, займання або вибуху.

Не зберігайте прилад в місті, доступному для дітей. Не дозволяйте їм використовувати прилад.



- Це може призвести до нещасливого випадку або травмування.

Не модифікуйте і не ремонтуйте прилад.



- Це може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травм.
Зверніться в офіційний сервісний центр для ремонту (заміни батареї тощо).

Ніколи не розбирайте прилад, за винятком випадків утилізації продукту.



- Це може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травм.

Не використовуйте у разі блокування повітрязбірника.



- Це може призвести до пожежі або опіків.

ОБЕРЕЖНО

► Корпус та адаптер змінного струму

Не зберігайте корпус та адаптер змінного струму у ванній кімнаті або місці із високою вологістю. Також не кладіть у місці, де на прилад може потрапити вода (наприклад, на туалетний столик).

- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Не занурюйте корпус та адаптер змінного струму у воду і не мийте водою.

Не використовуйте корпус та адаптер змінного струму у ванній кімнаті або місці із високою вологістю.

- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі через коротке замикання.

Зберігайте прилад сухим.

► В разі несправності або неправильної роботи

Негайно припиніть використання і від'єднайте адаптер у разі ненормальної роботи або несправності.

- Невиконання цієї вимоги може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травм.

<Випадки ненормальної роботи або несправності>

• Корпус, адаптер або шнур живлення деформовані або занадто гарячі.

• Корпус, адаптер або шнур пахнуть паленим.

• Під час використання або зарядження у корпусі, адаптері або шнурі спостерігається незвичний звук.

- негайно зверніться до офіційного сервісного центру для огляду або ремонту.

► Також обов'язково дотримуйтесь таких правил техніки безпеки

Даний пристрій заборонений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними та розумовими здібностями, а також особами з браком досвіду, окрім як під наглядом або після інструктажу щодо використання даного пристрою, проведеного особами, відповідальними за їх безпеку.

Не допускайте, щоб діти гralись з даним пристроєм.

- Невиконання цієї вимоги може стати причиною нещасного випадку або травми.

Шнур живлення не можна замінювати. Якщо шнур живлення пошкоджений, адаптер змінного струму необхідно утилізувати.

- Невиконання цієї вимоги може стати причиною нещасного випадку або травми.

УВАГА

► Для захисту шкіри

Такі особи не повинні використовувати цей прилад:

- Особи, що страждають на дерматит
- Особи, що страждають atopічним дерматитом або висипами і іншими шкірними захворюваннями
- Особи, що страждають на алергічний діатез або мають чутливу шкіру, що легко подразнюється косметикою, одягом, металами тощо
- Особи, шкіра яких чутлива до сонячного світла

Не використовуйте прилад на таких ділянках тіла:

- На засмаглий шкірі
- На темно-коричневих або чорних ділянках шкіри, як-от родимках (Див. лист "Доступний колір волосся та шкіри".)
- За наявності струпів, травм, висипу, синців, гузок, прищів, раку шкіри, стригучого лишая (дерматофітозу), фолікуліту, подразненої шкіри, укусів комах тощо
- На ангіоми
- На ділянках, де застосовувалась косметична хірургія

Не використовуйте прилад у таких випадках:

- Якщо ви захворіли або відчуваєте незвичайні відчуття в шкірі або тілі

Не використовуйте повторно на одній ділянці.

(Намагайтесь використовувати прилад не частіше одного разу на 3 дні, навіть якщо видалення небажаного волосся одразу не помітне.)

- Це може призвести до травмування шкіри, запалення, кровотечі, посилення болю або інших проблем, чи погіршення цих симптомів.



Не знімайте насадку, окрім як під час чищення.

- Це може призвести до травмування шкіри або пальців.



Призначено лише для використання особами старше 18 років.

- Невиконання цієї вимоги може призвести до травмування чи запалення шкіри, кровотечі або посилення болю.



Перед використанням переконайтесь, що на світловому вказівнику та віконці надсилання імпульсів немає деформацій, тріщин або ушкоджень.

- Невиконання цієї вимоги може призвести до травмування шкіри.



Особи, що приймають ліки, повинні проконсультуватись із дерматологом.

- Залежно від типу ліків, що приймаються, шкіра може стати чутливою до стимуляції світлом, що може призвести до проблем зі шкірою.



У разі запалення (наприклад, якщо шкіра почервоніла), припиніть користуватись приладом, а якщо через 2 дні запалення все ще не проходить, зверніться до дерматолога.

- Невиконання цієї вимоги може призвести до погіршення симптомів.



Використовуйте після видалення металевих предметів, як-от приладдя.

- Невиконання цієї вимоги може стати причиною нещасного випадку або травми.

► Живлення




Не допускайте прилипання металевих предметів або сміття до вилки або штекера.


- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі через коротке замикання.




УВАГА


 **Забороняється намотувати шнур навколо адаптера під час зберігання.**
- Це може призвести до переламування шнура внаслідок надмірного натягу і спричинити пожежу через коротке замикання.


 **Під час від'єднання адаптера або штекера тримайтеся за адаптер чи штекер, а не за шнур.**
- Якщо вимикати, тримаючись за шнур, це може призвести до ураження електричним струмом або травм.

 **Від'єднуйте адаптер від розетки після завершення заряджання.**
- Невиконання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом або пожежі через виток в результаті зносу ізоляції.


► Даний виріб

 **Не використовувати на мокрій шкірі.**
- Це може призвести до ураження електричним струмом.

 **Не роняйте прилад і не піддавайте його удару.**
- Це може призвести до травм.

 **Не знімайте насадку і не торкайтесь віконця надсилання імпульсів одразу після використання функції фотоепіляції.**
- Це може призвести до опіків, оскільки віконце надсилання імпульсів сильно нагрівається.

► Дотримуйтесь таких правил техніки безпеки

 **Не використовуйте на одязі або волоссі на голові.**
- Це може призвести до опіків або знебарвлення.

Поводження із знятим акумулятором під час утилізації

НЕБЕЗПЕЧНО


Акумулятор призначений виключно для використання з цим приладом. Не використовуйте акумулятор із іншими продуктами.

Не заряджайте акумулятор після того, як він був вилучений із продукту.

- Не кидайте акумулятор у вогонь і не нагрівайте його.
 - Не бийте, не розбирайте, не змінюйте і не протикайте акумулятор гострими предметами.
 - Не дозволяйте, щоб позитивна і негативна клеми акумулятора з'єдналися одна з одною через металеві предмети.
 - Не переносьте і не зберігайте акумулятор разом з металевими прикрасами, такими як ланцюжки та шпильки.
 - Не використовуйте і не залишайте акумулятор у місцях, які знаходяться під впливом високих температур, наприклад під прямими сонячними променями або поруч із джерелами тепла.
 - Ніколи не розбирайте елементи акумулятора.
- Це може призвести до перегріву, займання або вибуху.

ОБЕРЕЖНО

Після видалення акумулятора тримайте його в місці, недоступному для дітей і немовлят.

-  - Акумулятор завдасть шкоди організму при випадковому проковтуванні.
- Якщо це сталося, негайно зверніться до лікаря.



ОБЕРЕЖНО

Якщо акумулятор протікає, не торкайтесь до нього голими руками.

- Рідина з акумулятора може призвести до сліпоти, якщо вона потрапить до очей.



Не тріть очі. негайно промийте чистою водою і зверніться до лікаря.

- Рідина з акумулятора може викликати запалення або травму при контакті зі шкірою або одягом.

Ретельно змийте її чистою водою і зверніться до лікаря.

Використання за призначенням

- Перш ніж розпочинати фотоепіляцію, виконайте такі дії.
 - Даний прилад слід використовувати лише на голій шкірі без косметики, лосьйонів тощо.

Якщо використовується лосьйон або засіб для гоління (гель тощо), ретельно змийте засіб водою та дозвольте шкірі висохнути.

- Обов'язково поголїть оброблювану ділянку шкіри (тіло або обличчя).


Перед використанням витріть з оброблюваної ділянки воду або піт та прилиплі волосся.

Якщо на шкірі залишиться волосся або засіб для гоління, це може призвести до забруднення світлового вказівника. Почистити світловий вказівник може бути складно.

- Не використовуйте для чищення приладу спирт, засіб для видалення лаку або миючий засіб (напр., рідке мило для рук). Це може призвести до пошкодження, тріскання або знебарвлення корпусу. Протріть сухою ганчіркою.
- Не залишайте прилад у місцях з високою температурою. Це може призвести до несправності.
- Цей символ вказує, що для підключення електроприладу до мережі живлення потрібен спеціальний знімний блок живлення. Посилання на тип блока живлення вказано поруч із символом.



Будова епілятора



А Кришечка

В Насадка для тіла

С Насадка для обличчя

- ① Світловий вказівник
- ② Перемикач імпульсу

Д Корпус

- ③ Віконце надсилання імпульсів
- ④ Імпульсна лампа
- ⑤ Перемикач вибору рівня (блимає)
- ⑥ Вимикач живлення
- ⑦ Індикатор рівня (синій) (блимає) (Див. сторінки 51 і 54.)

- ⑧ Індикатор зарядження/сповіщення (червоний) (Див. сторінки 50 і 54.)
- ⑨ Повітрязабірник

- ⑩ Роз'єм


Е Адаптер змінного струму (RE7-87)

- ⑪ Адаптер
- ⑫ Вилка
- ⑬ Шнур
- ⑭ Штекер

Знімання та встановлення насадки для тіла/обличчя

► Знімання насадки

Візьміться за насадку збоку та зніміть з корпусу.




► Встановлення насадки


Одягайте насадку до клацання.



Оброблювані ділянки


Обличчя



Не використовуйте на ділянках , як-от біля очей, брів і губ тощо.

- Зав'яжіть волосся чи закріпіть його стрічкою для волосся або чимось його подібним. Також закріпіть коротке волосся шпилькою або чимось подібним.
- Будьте особливо обережні із сонячними опіками перед та після використання приладу на обличчі.
- Не використовуйте для чоловічої бороди.

Пахви




Руки



Зона бікіні *1,2



Ноги



*1 Перш ніж обробляти зону бікіні, одягніть купальник, білизну тощо, щоб визначити оброблювану ділянку.

*2 Не використовуйте на животі та геніталіях.

Інструкції з частоти та тривалості обробки

Частота

Ноги/Руки

Використовуйте раз на 2 тижні перші 2 місяці.

Використовуйте раз на 4 тижні, починаючи з 3 місяця.

Пахви/Зона бікіні/Обличчя

Використовуйте раз на тиждень перші 2 місяці.

Використовуйте раз на 2 тижні, починаючи з 3 місяця.

Інструкції з тривалості обробки


Ноги	Приблизно 10 хвилин за сеанс для обох ніг (приблизно 190 імпульсів)
Руки	Приблизно 5 хвилин за сеанс для обох рук (приблизно 90 імпульсів)
Пахви	Приблизно 2 хвилини за сеанс для обох пахв (приблизно 30 імпульсів)
Зона бікіні	Приблизно 2 хвилини за сеанс (приблизно 30 імпульсів)
Обличчя	Приблизно 3 хвилини за сеанс (приблизно 40 імпульсів)

- Майте на увазі, що для покращення кольору обличчя рекомендується використовувати прилад раз на 3 дні.
- Не використовуйте повторно на одній ділянці, навіть якщо видалення небажаного волосся одразу не помітне. Намагайтесь використовувати прилад не частіше одного разу на 3 дні. (Ефективність обробки залежить від оброблюваної ділянки або будови тіла.)
- Якщо прилад деякий час не використовувався, продовжуйте використовувати із тією ж частотою, що і перші 2 місяці.
- Тривалість обробки залежить від місця росту або кількості волосся, оброблюваної ділянки та способу використання приладу.

- Спочатку поголіть на оброблюваній ділянці усе зайве волосся. Використовуйте окрему бритву або електробритву.
- Даний прилад не забезпечує перманентне видалення волосся. Якщо перестати користуватися приладом, із часом волосся знову відросте.

Зарядження

- 1 Щільно вставте штекер в роз'єм, що знаходиться внизу корпусу.**
- 2 Щільно вставте адаптер в електричну розетку.**



- 3 Перевірте, щоб засвітився індикатор зарядження/сповіщення.**

Під час зарядження	Після завершення зарядження
Червоний індикатор світитися.	Червоний індикатор вимкнеться.

- Зарядження займає приблизно 3 години.
- Час зарядження може змінюватись в залежності від ємності акумулятора.

<Перевірка завершення зарядження>

Натисніть вимикач живлення, поки підключено адаптер змінного струму. Індикатор зарядження/сповіщення засвітиться і приблизно через 5 секунд вимкнеться.

- 4 Витягніть адаптер з електричної розетки і витягніть штекер із корпусу.**

(зادля безпеки та зменшення електроспоживання)

- Зарядження протягом 3 годин або довше не заподіє шкоди корпусу приладу.

Примітки

- Час зарядження може відрізнитися, якщо прилад використовується вперше або не використовувався пів року чи довше. Після початку зарядження індикатор на корпусі може декілька хвилин не світитися, проте у разі продовження зарядження він засвітиться.
- Одного повного заряду приладу вистачає приблизно на 600 імпульсів.
- Кількість імпульсів залежить від температури навколишнього середовища та способу використання приладу.
- Рекомендована температура повітря під час зарядження становить 15 - 35 °С. Зарядження може бути неможливим, якщо температура не відповідає рекомендованій.
- Якщо під час зарядження з радіоприймачів або інших пристроїв чути потрiскування, виберіть для зарядження приладу іншу електричну розетку.
- Зарядження приладу після кожного використання не впливає на термін служби акумулятора.

Перед початком використання

- Не використовуйте прилад у темних місцях.
Закривайте очі під час фотоепіляції обличчя з використанням насадки для обличчя.
Це може призвести до тимчасового подразнення очей.
- Даний прилад слід використовувати лише на голій шкірі без косметики, лосьйонів тощо.
Якщо використовується лосьйон або засіб для гоління (гель тощо), ретельно змийте засіб водою та дозвольте шкірі висохнути.
- Обов'язково поголіть оброблювану ділянку шкіри (тіло або обличчя).
Перед використанням витріть з оброблюваної ділянки воду або піт та прилипле волосся.
Якщо на шкірі залишиться волосся або засіб для гоління, це може призвести до забруднення світлового вказівника. Почистити світловий вказівник може бути складно.

При першому використанні приладу

Перевірте, чи відповідає рівень потужності вашій шкірі.
Оброблена шкіра може тимчасово почервоніти або боліти, в залежності від будови тіла або стану особи, що використовує прилад.

Встановіть рівень потужності 1 (LV1) та обробіть ділянку одним імпульсом.

Через 2 дні



Якщо немає проблем зі шкірою

Встановіть рівень потужності 1 (LV1) та розпочніть обробляти потрібну ділянку.

- Інструкції з частоти та тривалості обробки (Див. сторінку 49.)

Через 2 тижні*




Якщо немає проблем зі шкірою
*Для пахв/зони бікіні/обличчя: через 1 тиждень

Якщо треба збільшити рівень потужності, обробіть ділянку одним імпульсом і протягом приблизно 2-х днів слідкуйте за станом шкіри. Збільшуйте рівень потужності на один крок за раз.

- Якщо через 2 або більше днів спостерігається сильний біль або почервоніння, припиніть користуватися приладом і зверніться до дерматолога.

<Рівні потужності>

Більш ефективна обробка




Мінімальний біль або подразнення

Використання

- Живлення не вмикається, навіть якщо натиснути вимикач після підключення адаптера змінного струму до корпусу.
- Прилад може не працювати за температури навколишнього середовища приблизно 5 °C або нижчої.

1 Зніміть кришечку.



2 Встановіть насадку, що відповідає ділянці, на якій ви хочете її використати.


3 Натисніть та утримуйте (приблизно 3 секунди) , щоб увімкнути живлення.

- Якщо прилад не використовується приблизно 1 хвилину, живлення вимкнеться автоматично.

4 Натисніть , щоб вибрати рівень потужності.

- Після увімкнення живлення вибрано рівень 1.
- Рівень циклічно перемикається у послідовності 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 1...при натисканні перемикача вибору рівня.
- Індикатор рівня блимає, а потім починає світитись (лунає звуковий сигнал завершення підготовки до імпульсу).

5 Після того як індикатор рівня почне світитись, піднесіть перемикач імпульсу впритул до шкіри і утримуйте до випромінювання імпульсу.



Після того як пролунає звуковий сигнал приладу, притисніть голівку перпендикулярно до шкіри.

- Не притискайте надто сильно.
- Перш ніж використовувати прилад переконайтесь, що поблизу немає інших людей.
- Під час фотоепіляції оброблюваної ділянки позаду корпусу з повітрязбірника може пробиватися світло, проте це не є проблемою.
- Інструкції з фотоепіляції (Див. сторінку 53.)
- Після того як пролунає звуковий сигнал приладу, підготовка до імпульсу завершена.


6 Натисніть , щоб вимкнути живлення.

Інструкції з належної фотоепіляції

Інструкція 1


Притисніть перемикач імпульсу перпендикулярно до шкіри і утримуйте його в такому положенні.

Віконце надсилання імпульсів не надсилатиме імпульсів, поки його не притиснути перпендикулярно.



Інструкція 2


Розмір ділянки  слугує орієнтиром для визначення області фотоепіляції під час кожного імпульсу.



(a) Насадка для тіла


(b) Насадка для обличчя

• Після того як пролунає звуковий сигнал приладу, підготовка до імпульсу завершена.



Серія імпульсів

Після одного імпульсу перемістіть прилад до іншої оброблюваної ділянки, тримаючи прилад притиснутим до шкіри. Допускається до 10 імпульсів із інтервалом приблизно 3 секунди.



- Після 10 імпульсів віконце надсилання імпульсів перестане надсилати їх. Відведіть прилад від шкіри і повторіть процедуру.
- Не використовуйте прилад повторно на одній ділянці.
- Залежно від умов використання інтервал випромінювання імпульсів може змінюватись.

Для здоров'я шкіри





Після фотоепіляції рекомендується такий догляд за шкірою.

1. Охолоньте шкіру за допомогою рушника, змоченого у крижаній воді.
2. Зволожите шкіру за допомогою лосьйону тощо.




Індикатори


► Звичайна індикація

	Індикатор рівня (синій) блимає (один раз на секунду). На зображенні ліворуч вибрано рівень 5.
	Триває підготовка до імпульсу.
	Індикатор рівня (синій) світиться. На зображенні ліворуч вибрано рівень 5.
	Можна надіслати імпульс.

► Сповіщення про заряджання

LV 1	5	Індикатор заряджання/сповіщення (червоний) блимає (один раз на секунду).
		Низький рівень заряду акумулятора. Рекомендується зарядити.

► Відображення несправності

LV 1	5	[Ненормальна зарядка] Індикатор заряджання/сповіщення (червоний) швидко блимає (два рази на секунду).
		Рекомендована температура повітря під час заряджання становить 15 - 35 °С. Перевірте температуру в приміщенні, де заряджатиметься прилад, та повторіть заряджання.

[Інші несправності]

Індикатор рівня (синій) та індикатор заряджання/сповіщення (червоний) одночасно блимають (один раз на секунду), прилад подає два звукових сигнали і через 5 секунд живлення вимикається.



Прилад може не працювати за температури навколишнього середовища приблизно 5 °С або нижчої. Перевірте температуру в приміщенні, де використовуватиметься прилад, та увімкніть знову.


(Прилад може не одразу адаптуватись до температури в приміщенні після перенесення.)
Якщо проблема повторюється, зверніться до офіційного сервісного центру.

Чищення

Перш ніж очистити, обов'язково вимкніть живлення корпусу і зачекайте 2-3 хвилини.

► Віконце надсилання імпульсів/Світловий вказівник

1. Зніміть насадку.



2. Ретельно витріть увесь бруд сухою ганчіркою.

Віконце надсилання імпульсів



Світловий вказівник





3. Встановіть насадку.
Вставте до клацання.



► Повітрязабірник

Витріть увесь бруд сухою ганчіркою.



Питання та відповіді

Питання	Відповідь
Світло якого типу надходить із віконця надсилання імпульсів?	► Миттєвий спалах ксенонової лампи.
Чому прилад призначено для використання лише особами старше 18 років?	► Це пов'язано із тим, що через нестабільний гормональний баланс під час дорослішання шкіра дуже легко стає чутливою.
На яких ділянках можна використовувати прилад?	► Використовуйте прилад тільки на пахвах, руках, ногах, зоні бікіні та обличчі (при використанні насадки для обличчя). (Не використовуйте насадку для тіла на обличчі та інших ділянках.)
Чи можна користуватися приладом щодня?	► Використовувати прилад щодня на одній ділянці не рекомендується. ► Дотримуйтесь інструкції з частоти та тривалості обробки. (Див. сторінку 49.)
Чому після імпульсу відчувається горілий запах?	► Це пов'язано із впливом тепла, що випромінюється під час імпульсу, на волосся, що залишилось, і не є ознакою несправності. Поголіть волосся, якщо воно стало надто довгим. Також видаляйте зі шкіри обрізки волосся.

Питання	Відповідь
Світло, що випромінюється під час використання приладу, здається дуже яскравим. Це нормально?	Тримайте перемикач імпульсу впритул до шкіри. (Див. сторінку 53.) Якщо світло все ще заважає, одягніть сонцезахисні окуляри або інший засіб захисту очей.
Чи можна замінити імпульсну лампу?	Імпульсна лампа заміни не підлягає. Якщо імпульсну лампу пошкоджено або сталося щось подібне, зверніться в магазин, де було придбано прилад, або в авторизований сервісний центр Panasonic стосовно ремонту.

Питання	Відповідь
Світло, що випромінюється під час використання приладу, здається гарячим. Це нормально?	Відчуття різняться в залежності від людини, проте якщо волосся не поголене належним чином, температура може здаватися вищою.
Під час використання приладу оброблена шкіра червоніє. Це нормально?	Оброблена шкіра може тимчасово почервоніти або боліти, в залежності від будови тіла або стану особи, що використовує прилад. негайно припиніть користуватися приладом, після чого охолоньте та зволожите шкіру.
Після використання біль та почервоніння не проходять. Це нормально?	Якщо протягом 2 днів симптоми зникнуть, продовжуйте користуватися приладом із таким рівнем потужності, щоб вони більше не з'являлись. Якщо через 2 дні симптоми не проходять, звертайтеся до дерматолога. (Див. сторінку 51.)
Чи зменшується інтенсивність фотоепіляції за низького заряду акумулятора (індикатор заряджання/сповіщення блимає)?	Інтенсивність фотоепіляції є незмінною за будь-якого заряду акумулятора.
Чи можуть чоловіки користуватися цим приладом?	Чоловіки можуть користуватися цим приладом, окрім як для бороди, проте, оскільки зазвичай чоловіки мають більше волосся на тілі і воно більш густе, стимуляція шкіри може бути більш відчутною.

Питання	Відповідь
Не вдається видалити бруд зі світлового вказівника.	<p>Якщо бруд залишається навіть після чищення, зверніться в магазин, де було придбано прилад, або в авторизований сервісний центр Panasonic стосовно ремонту. [Запасна деталь] Насадка для тіла: WESWH90W3108</p>

Усунення несправностей

Проблема	Рішення
Віконце надсилання імпульсів не надсилає імпульси.	<p>Переконайтеся, що індикатор рівня (синій) перестав блимати і світитися.</p> <p>Притисніть перемикач імпульсу перпендикулярно до шкіри, поки не буде імпульсу. (Див. сторінку 53.)</p> <p>Якщо було здійснено серію із 10 імпульсів, тимчасово відсуньте прилад від шкіри.</p>
Підготовка до імпульсу займає багато часу.	<p>Підготовка до імпульсу може займати більше часу для запобігання перегріванню корпусу.</p>
Живлення вимкнулось, після того як усі індикатори блимнули і прилад подав два звукових сигнали.	<p>Прилад може не працювати за температури навколишнього середовища приблизно 5 °C або нижчої. (Див. сторінку 54.)</p>

Проблема	Рішення
Живлення вимкнулось під час використання.	<p>Задля безпеки живлення автоматично вимикається, якщо після увімкнення живлення прилад не використовується приблизно 1 хвилину. Увімкніть живлення знову.</p>
Після заряджання прилад можна використати лише декілька разів.	<p>Термін служби акумулятора завершився. (Див. цю сторінку)</p>
Після натискання вимикача живлення прилад не вмикається.	<p>Натисніть та утримуйте (приблизно 3 секунди) вимикач живлення, щоб увімкнути живлення.</p> <p>Зарядіть прилад. (Див. сторінку 50.)</p>

Якщо проблему вирішити не вдається, зверніться в магазин, де було придбано прилад, або в авторизований сервісний центр Panasonic стосовно ремонту.

Термін дії акумулятора

Приблизно 3 роки.
 Якщо час роботи значно коротший навіть із повним зарядом, термін служби акумулятора завершився.
 (Термін служби акумулятора може змінюватися залежно від умов зберігання і використання.)
 Встановлений у приладі акумулятор не призначений для самостійної заміни користувачем. Звертайтеся для заміни акумулятора до офіційного сервісного центру.


Вилучення вбудованих акумуляторів

Вийміть вбудовані акумулятори перед утилізацією приладу.

Будь ласка, утилізуйте акумулятори у спеціально призначених для цього місцях, якщо вони передбачені.

Цей малюнок повинен бути використаний тільки для утилізації приладу, а не для його ремонту. Самостійне розбирання приладу може призвести до його несправності.

- Від'єднайте прилад від адаптера змінного струму.
- Якщо прилад можна увімкнути і випромінювати світло, використовуйте його до повного розрядження акумулятора.
- Після вимикання живлення зачекайте не менше 10 хвилин, перш ніж розбирати прилад.
- Виконайте кроки від ① до ⑦ підніміть акумулятор, а тоді вийміть його.
- Уникайте короткого замикання між позитивною та негативною клемми витягнутого акумулятора, ізолюйте клемми за допомогою клейкої стрічки.



Інформація щодо захисту навколишнього середовища та переробки матеріалів

Даний прилад містить літій-іонний акумулятор.

Будь ласка, утилізуйте акумулятори у спеціально призначених для цього місцях, якщо такі передбачені у вашій країні.

Технічні характеристики

Живлення	Див. таблицю з номінальними характеристиками на адаптері змінного струму. (автоматична частота напруги)
Час заряджання	Прибл. 3 години

Даний виріб призначений тільки для побутового використання.

Встановлений виробником термін служби (придатності) цього виробу дорівнює 7 рокам з дати виготовлення за умови, що виріб використовується у суворій відповідності щодо дійсної інструкції з експлуатації та технічних стандартів, що застосовуються до цього виробу.

Дату виготовлення зазначено на виробі.

Panasonic Corporation
1006, Kadoma, Osaka 571-8501, Japan
Панасонік Корпорейшн
1006, Кадома, Осака 571-8501, Японія

Вироблено в Японії



Примітка:

Дату виготовлення (рік, місяць, день) ви можете визначити за номером, що знаходиться на виробі.

Номер: X XX XX

день

місяць – Січень – 01, Лютий – 02 ...
Грудень -- 12

рік (остання цифра номера року) --
0 -- 2010 , 1 -- 2011 ... ,
9 -- 2019

Декларація про Відповідність
Вимогам Технічного Регламенту Обмеження
Використання деяких Небезпечних Речовин в
електричному та електронному обладнанні
(затвердженого Постановою №1057 Кабінету Міністрів України)

Виріб відповідає вимогам Технічного Регламенту
Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин
в електричному та електронному обладнанні (ТР ОВНР).

Вміст небезпечних речовин у випадках, не обумовлених
в Додатку №2 ТР ОВНР:

1. свинець(Pb) – не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
2. кадмій (Cd)– не перевищує 0,01% ваги речовини або в концентрації до 100 частин на мільйон;
3. ртуть(Hg) – не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
4. шестивалентний хром (Cr^{6+}) – не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
5. полібромбіфеноли (PBВ) – не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
6. полібромдефенілові ефіри (PBDE) – не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон.

Мазмұны

Қауіпсіздік шаралары.....	62	Сау тері үшін.....	73
Арналған мақсаты	67	Шам көрсеткіші.....	74
Сипаттамасы	68	Тазалау	75
Өңдеу аумақтары	69	Сұрақ және жауап	75
Өңдеу жиілігі, уақыты туралы нұсқау ...	69	Ақаулықтарды жою	77
Зарядтау	70	Батареяның жұмыс мерзімі.....	77
Пайдалану алдында.....	71	Орнатылған қайта зарядталатын батареяларды алу	78
Құрылғыны бірінші рет пайдаланғанда... 71		Техникалық сипаттамасы.....	78
Пайдалану әдісі.....	72		

Panasonic өнімін сатып алғаныңызға алғыс білдіреміз.




Осы құралды пайдаланар алдында осы нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз және оларды болашақта қолдануға сақтап қойыңыз.

Қауіпсіздік шаралары



Жарақат алу, өлім, ток соғу, өрт шығу және мүліктің зақымдалу қауіптерін азайту үшін төмендегі қауіпсіздік шараларын әрдайым сақтаңыз.

Белгілердің мағынасы

Төмендегі белгілер сақталмай, тиіссіз түрде пайдалану орын алған кезде пайда болатын қауіп, жарақат және мүліктің зақымдалу деңгейін жіктеу және сипаттау үшін қолданылады.


 ҚАУІПТІ	Ауыр жарақатқа немесе өлімге себеп болатын ықтимал қауіпті көрсетеді.
 ЕСКЕРТУ	Ауыр жарақатқа немесе өлімге себеп болуы мүмкін ықтимал қауіпті көрсетеді.
 САҚТАНДЫРУ	Орташа жарақатқа немесе мүліктің зақымдалуына себеп болуы мүмкін қауіпті көрсетеді.


Төмендегі белгілер сақталуы тиіс нұсқауларды жіктеп, түрлерін сипаттайды.


 Бұл белгі белгілі бір жұмыс процедурасының орындалмауы тиіс екенін пайдаланушыларға білдіреді.
 Бұл белгі құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін белгілі бір процедураның орындалуы тиіс екенін пайдаланушыларға білдіреді.


ЕСКЕРТУ


► Тері немесе денсаулық мәселелерін болдырмау үшін

 Кардиостимулятор сияқты имплантталған медициналық электр құрылғысын пайдаланатын адамдар бұл құрылғының терінің медициналық электрондық құрылғы имплантталған жеріне тиюіне жол бермеуі керек.
- Бұлай істеу сәтсіз оқиғаға немесе ауруға әкелуі мүмкін.


 **Жүктілік немесе етеккір кезінде пайдаланбаңыз.**
- Бұлай істеу тұрақсыз гормон балансына байланысты тері мәселелерін тудыруы мүмкін.

 **Татуларда пайдаланбаңыз.**
- Бұлай істеу күйіктерден болған келоидтарға, қызаруға немесе терідегі басқа бөртпелерге әкелуі мүмкін.

 **Көздерге тікелей бағыттамаңыз.**
- Бұлай істеу көздерді жарақаттауы мүмкін.

 **Тек қолтықтарда, қолдарда, аяқтарда, бикини сызығында немесе бетте (бет саптамасын пайдаланып) пайдаланыңыз.**
- Бұлай істемеу күйіктерге немесе қызаруға, я болмаса, терідегі басқа бөртпелерге әкелуі мүмкін.

► Қуат көзі

 **Қолыңыз су болған кезде адаптерді розеткаға қосуға немесе одан суыруға болмайды.**
- Әйтпесе, ток соғуы немесе жарақат алуыңыз мүмкін.



ЕСКЕРТУ

Сымды зақымдауға немесе өзгертуге, сондай-ақ күш салып майыстыруға, тартуға немесе бұрауға болмайды. Сондай-ақ, сымның үстіне ауыр зат қоюға немесе қысып тастауға болмайды.



Айнымалы ток адаптері зақымдалған немесе қуат айыры розеткаға орнықсыз бекітілген жағдайда құралды пайдалануға тыйым салынады.

- Әйтпесе, қысқа тұйықталу себебінен ток соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Бірге берілген айнымалы ток адаптерінен басқа нәрселерді пайдалануға болмайды. Сондай-ақ, бірге берілген айнымалы ток адаптерімен ешбір басқа өнімді зарядтамаңыз.



- Әйтпесе, қысқа тұйықталуға байланысты күйіп қалуыңыз немесе ток соғуы мүмкін.

Розетка немесе сымдардың номиналды қуатынан асатын түрде қолданбаңыз.



- Бір розеткаға тым көп айыр қосу арқылы номиналды қуаттан асып кетсеңіз, қызып кету себебінен өрт шығуы мүмкін.

Құрал айнымалы ток адаптерінде белгіленген көрнеумен сәйкес келетін электр қуаты көзіне жалғанғанын міндетті түрде көз жеткізіңіз.



Адаптерді немесе құрылғы айырын толығымен қосыңыз.
- Әйтпесе, өрт шығуы немесе ток соғуы мүмкін.

Тазалаған кезде, адаптерді әрдайым розеткадан суырып қойыңыз.



- Әйтпесе, ток соғуы немесе жарақат алуыңыз мүмкін.

Шаң жиналып қалмауы үшін қуат айырын және құрылғы айырын әрдайым тазалап отырыңыз.



- Әйтпесе, ылғалдылыққа байланысты оқшаулау жоғалуы себебінен өрт шығуы мүмкін.

Адаптерді ажыратып, құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

► Осы өнім

Бұл өнімде ішіне орнатылған қайта зарядталатын батарея бар. Оны алау немесе ыстыққа лақтырмаңыз.



Жоғары температурада зарядтауға, пайдалануға немесе қалдыруға болмайды.

- Әйтпесе, қызып кетуі, тұтануы немесе жарылуы мүмкін.

Балалардың қолы жететін жерде сақтамаңыз. Оларға пайдалануға жол бермеңіз.



- Бұлай істеу сәтсіз оқиғаға немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.

Өзгертуге немесе жөндеуге болмайды.



- Әйтпесе, өрт шығуы, ток соғуы немесе жарақат алу мүмкін. Жөндету (батареяны ауыстыру, т.б.) үшін өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Өнімді тастаған кезден басқа жағдайда бөлшектемеңіз.



- Әйтпесе, өрт шығуы, ток соғуы немесе жарақат алу мүмкін.

Ауа кірісі жабылған болса пайдаланбаңыз.



- Әйтпесе бұл өрт немесе күйіктерге алып келуі мүмкін.

► Негізгі блок және айнымалы ток адаптері

Негізгі блок және айнымалы ток адаптерін ваннада немесе ылғалдылығы жоғары жерде сақтамаңыз.



Сондай-ақ, су төгілуі мүмкін жерге (мысалы, кішкентай шкафтың үсті) қоймаңыз.

- Бұлай істеу ток соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.



ЕСКЕРТУ

Негізгі блокты және айнымалы ток адаптерін суға салуға немесе сумен жууға болмайды.



Негізгі блокты және айнымалы ток адаптерін ваннада немесе ылғалдылығы жоғары жерде пайдаланбаңыз.

- Әйтпесе, қысқа тұйықталу себебінен ток соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Құрылғыны құрғақ ұстаңыз.

► **Әдеттен тыс жағдай немесе ақаулық болса**

Әдеттен тыс жағдай немесе бұзылу орын алса, пайдалануды дереу тоқтатып, адаптерді суырып алыңыз.

- Оны мұндай жағдайда пайдалану өрт шығуына, ток соғуына немесе жарақат алынуына алып келуі мүмкін.

<Әдеттен тыс немесе бұзылу жағдайлары>



- Негізгі бөлік, адаптер немесе қуат сымы майысқан немесе әдеттен тыс ыстық.
 - Негізгі бөлік, адаптер немесе сымнан күйген иіс шығады.
 - Пайдалану немесе зарядтау кезінде негізгі бөлік, адаптер немесе сым әдеттен тыс дыбыс шығарады.
- Дерек қызмет көрсету орталығына хабарласып, тексеруін немесе жөндеуін сұраңыз.

► **Келесі сақтық шараларын да қолданыңыз**

Аталмыш құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттіктері кем, сәйкес білім және тәжірибесі жоқ адамдарға (балаларды санағанда) пайдалануға арналмаған. Аталған адамдар құрылғыны олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың басшылығымен ғана қолданыла алады.



Балалардың құрылғымен ойнауын болдырмау керек.

- Әйтпесе, сәтсіз оқиға болуы немесе жарақат алуыңыз мүмкін.



Қуат сымын ауыстыру мүмкін емес. Сым зақымдалған болса, айнымалы ток адаптерін тастау керек.

- Әйтпесе, сәтсіз оқиға болуы немесе жарақат алуыңыз мүмкін.



САҚТАНДЫРУ

► Теріні қорғау үшін

Келесі адамдар бұл құрылғыны пайдаланбауы тиіс:

- Дерматиті бар адамдар
- Атопиялық дерматит, бөртпе немесе басқа тері аурулары бар адамдар
- Аллергиялық диатезі бар адамдар немесе косметика, киім, металл, т.б. заттарға терісі сезімтал адамдар.
- Терісі күн сәулелеріне сезімтал адамдар

Дененің келесі жерлерінде пайдаланбаңыз:

- Күнге күйген теріге
- Меңдер сияқты күңгірт қоңыр немесе қара тері аумақтары (“Шаш пен терінің ықтимал түстері” парағын қараңыз.)
- Қабықтар, жарақаттар, бөртпелер, көгерген жерлер, сүйелдер, ұшықтар, терінің қатерлі ісігі, қотыр (дерматофитозис), фолликулит, тітіркенген тері, жәндіктердің тістеген жерлері, т.б.
- Ангиома
- Косметикалық хирургия жасалған аумақтар

Келесі жағдайларда пайдаланбаңыз:

- Халыңыз нашар кезде немесе теріңізде не денеңізде әдеттен тыс бір жағдай бар екенін сезгенде

Бір аймақта бірнеше рет пайдаланбаңыз. (Керек болмаған түктер жойылғаны дереу көрінбесе де құрылғыны 3 күнде бір рет пайдалануға әрекет жасаңыз.)

- Бұлай істеу терінің тітіркенуіне, қабынуға, қанауға, ауырудың көбеюіне, я болмаса, басқа мәселелерге немесе белгілердің күшеюіне әкелуі мүмкін.



Тазалауды қоспағанда саптаманы алмаңыз.

- Бұлай істеу теріні немесе саусақтарды жарақаттауы мүмкін.



Тек 18 жастан асқан адамдардың пайдалануына арналған.
- Әйтпесе, жарақат алуыңыз, теріңіз қабынуы, қанауы немесе қатты ауруы мүмкін.



Пайдалану алдында жарық өткізгіште және жарқыл терезесінде пішінін өзгерту, сынықтар немесе зақым жоқ екенін тексеріңіз.
- Әйтпесе, теріңіз жарақаттануы мүмкін.



Дәрі қабылдайтын адамдар дерматологтан кеңес алуы керек.
- Қабылданып жатқан дәрі түріне байланысты тері жарық стимуляциясына сезімтал болуы және тері мәселелерін тудыруы мүмкін.



Қабыну (терінің қызаруы сияқты) орын алса, құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз және қабыну 2 күннен кейін де жалғасса, дерматологтан кеңес алыңыз.
- Әйтпесе, симптомдар нашарлауы мүмкін.



Керек-жарақтар сияқты метал нысандарды алғаннан соң пайдаланыңыз.
- Әйтпесе, сәтсіз оқиға болуы немесе жарақат алуыңыз мүмкін.

► Қуат көзі





Қуат айырына немесе құрылғы айырына метал нысандардың немесе шаңның жабысуына жол бермеңіз.
- Әйтпесе, қысқа тұйықталу себебінен ток соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.




Сақтаған кезде сымды адаптерге орап тастамаңыз.
- Бұлай істеу жүктемеден сым түскен жүкке байланысты сынып кетуі, қысқа тұйықталуға байланысты өртке әкелуі мүмкін.


САҚТАНДЫРУ


 Адаптерді немесе құрылғы айырын ажыратқанда сымнан емес, адаптердің немесе құрылғының айырынан ұстаңыз.
- Сымынан ұстап ажыратсаңыз, ток соғуы немесе жарақат алуыңыз мүмкін.

 Зарядтамаған кезде адаптерді розеткадан ажыратып қойыңыз.
- Бұл талаптар сақталмаған кезде оқшаулаудың нашарлауы себебінен ток соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.


► Осы өнім

 Ылғалды теріде пайдаланбаңыз.
- Бұлай істеу ток соғуына әкелуі мүмкін.

 Жерге түсіруге немесе соққылауға болмайды.
- Өйтпесе, жарақат алу мүмкін.

 IPL арқылы түкті кетіруді пайдаланғаннан соң дереу саптаманы алып қоймаңыз немесе жарқыл терезесіне тиеңіз.
- Бұлай істеу күйіктерді тудыруы мүмкін, өйткені жарқыл терезесі ыстық болады.

► Келесі сақтық шараларын ескеріңіз

 Киімдерде немесе бас шашында пайдаланбаңыз.
- Бұлай істеу күйіктерге немесе өңсізденуге әкелуі мүмкін.

Құрылғыны кәдеге жарату кезіндегі алынған батареяға қатысты әрекеттер

ҚАУІПТІ

Қайта зарядталатын батарея осы құрылғыда ғана пайдалануға арналған. Батареяны басқа өнімдерде пайдаланбаңыз.

Өнімнен алғаннан кейін батареяны зарядтамаңыз.

• Отқа лақтырмаңыз немесе қыздырмаңыз.

• Соқпаңыз, бөлшектемеңіз, өзгертпеңіз немесе тырнақпен теспеңіз.

 • Батареяның оң және теріс клеммаларының металл заттар арқылы бір біріне тиюіне жол бермеңіз.

• Батареяны алқалар сияқты металл зергерлік бұйымдармен және түйреуіштермен бірге алып жүрмеңіз немесе сақтамаңыз.


• Тік күн сәулесі немесе басқа қызу көздері сияқты жоғары температуралар әсер ететін жерде батареяны пайдаланбаңыз немесе қалдырмаңыз.

• Ешқашан түтікті кеспеңіз.

- Өйтпесе, қызып кетуі, тұтануы немесе жарылуы мүмкін.

ЕСКЕРТУ

Қайта зарядталмалы батареяны алғаннан кейін балалар және нәрестелер жететін жерде сақтамаңыз.

 • Кездейсоқ жұтылса, батарея денені жарақаттайды.
Егер бұл орын алса, бірден дәрігерге барыңыз.



ЕСКЕРТУ

Егер батарея сұйықтығы ақса, батареяны қолдармен ұстамаңыз.




- Көздерге тисе, батарея сұйықтығы соқырлыққа әкелуі мүмкін. Көздеріңізді уқаламаңыз. Таза сумен бірден жуыңыз және дәрігерге хабарласыңыз.
 - Теріге немесе киімдерге тисе, батарея сұйықтығы қызаруға немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Оны таза сумен мұқият жуыңыз және дәрігерге хабарласыңыз.

Арналған мақсаты

- IPX арқылы түкті кетіру алдында келесілерді орындаңыз.
 - Құрылғыны тек косметика, лосьондар, т.б. жағылмаған теріде пайдалану керек.
 - Лосьонды немесе қырыну заттарын (гельдер, т.б.) пайдаланғанда затты сумен мұқият шайып, теріні кептіріңіз.
 - Аумақты қырыңыз (денені немесе бетті).
 - Пайдалану алдында өңдеу аумағынан бүкіл суды немесе терді, әрі теріге жабысқан бүкіл шашты сүртіп алыңыз.
 - Теріге жабысқан түктер немесе қырыну заттары жарық өткізгішті ластауы мүмкін. Жарық өткізгішті тазалау қиын болуы мүмкін.
- Алкогольді, лакты кетіруге арналған сұйықтықты немесе тазалау құралын (мысалы, сұйық қол сабыны) т.б. құрылғыны тазалау үшін пайдаланбаңыз.
- Бұлай істеу негізгі блоктың істен шығуына, сынуына немесе өңсізденуіне әкелуі мүмкін. Құрғақ шүберекпен сүртіп алыңыз.
- Құрылғыны температурасы жоғары аумақта қалдырмаңыз.
- Бұлай істеу ақаулық тудыруы мүмкін.
- Келесі таңба электр құрылғыны электр желісіне қосу үшін арнайы ажыратылмалы қуат көзі құрылғысы қажет екенін көрсетеді. Қуат көзі құрылғысының түріне сілтеме таңбаның жанында белгіленген.



Сипаттамасы



А Қақпақ

В Дене саптамасы

С Бет саптамасы

① Жарық өткізгіш

② Жарқыл қосқышы

Д Негізгі блок

③ Жарқыл терезесі

④ Жарқын шам

⑤ Деңгейді таңдау қосқышы
(жыпылықтайды)

⑥ Қуат айырып-қосқышы

⑦ Деңгейді көрсету шамы
(көк) (жыпылықтайды)
(71 және 74 беттерін қараңыз.)

⑧ Зарядтауды көрсету/
хабарлау шамы (қызыл)
(70 және 74 беттерін қараңыз.)

⑨ Ауа кірісі

⑩ Зарядтау құрылғысын
қосуға арналған ұяшық

Е Айнымалы ток адаптері (RE7-87)

⑪ Адаптер

⑫ Қуат айыры


⑬ Сым

⑭ Құрылғы айыры

Дене/бет саптамасын шешу немесе орнату

► Саптаманы шешу

Саптаманы бүйірінен ұстап негізгі блоктан шешіңіз.



► Саптаманы орнату

Саптаманы шерткенше сала беріңіз.



Өңдеу аумақтары


Бет



Көз айналасы, қас және ерін, т.б. сияқты аймақтарында пайдаланбаңыз.

- Шашты байлаңыз немесе шаш резеңкесімен немесе ұқсас затпен бекітіңіз. Және келте шаштарды да қыстырғыш сияқты затпен бекітіңіз.
- Бетте пайдаланудан алдын және кейін күнде күюден абай болыңыз.
- Ер сақалында пайдаланбаңыз.

Қолтықтар




Қолдар



Бикини сызығы *1, 2



Аяқтар



*1 Бикини сызығын өңдеу үшін алдымен өңдеу аумағын тексеру үшін жылы жүзу киімін, іш киім, т.б. киіңіз.

*2 Қарын немесе сыртқы жыныс органдарында пайдаланбаңыз.

Өңдеу жиілігі, уақыты туралы нұсқау

Жиілік

Аяқтар/Қолдар

Бірінші 2 ай үшін 2 апта сайын пайдаланыңыз.

3-айдан бастап 4 апта сайын пайдаланыңыз.

Қолтықтар/Бикини сызығы/Бет

Бірінші 2 ай үшін апта сайын пайдаланыңыз.

3-айдан бастап 2 апта сайын пайдаланыңыз.

Өңдеу уақыты туралы нұсқау

Аяқтар	Екі аяқ үшін әр сеанста шамамен 10 минут (шамамен 190 жарқыл)
Қолдар	Екі қол үшін әр сеанста шамамен 5 минут (шамамен 90 жарқыл)
Қолтықтар	Екі қолтық үшін әр сеанста шамамен 2 минут (шамамен 30 жарқыл)
Бикини сызығы	Әр сеанста шамамен 2 минут (шамамен 30 жарқыл)
Бет	Әр сеанста шамамен 3 минут (шамамен 40 жарқыл)


- Бетті ағарту үшін құрылғыны әр 3 күнде бір рет пайдалану ұсынылады.
- Керек болмаған түктер алынғаны басында білінбесе де бір аймақта бірнеше рет пайдаланбаңыз. Құрылғыны әр 3 күнде бір рет қана пайдалануға әрекет жасаңыз. (Аймақ немесе жеке дене түріне байланысты өңдеу әсері түрлі болуы мүмкін.)
- Құрылғы біраз уақыт бойы пайдаланылмаған болса, бірінші 2 аймен бірдей жиілікпен пайдалануды жалғастырыңыз.
- Түк аумағына немесе мөлшеріне, өңдеу аумағына және құрылғыны пайдалану әдісіне байланысты өңдеу уақыты әр түрлі болуы мүмкін.

- Алдымен өңдеу аумағынан қалаусыз түкті қырыңыз. Бөлек ұстараны немесе электр ұстараны пайдаланыңыз.
- Құрылғы түкті біржола кетіру өңдеуінен басқаша. Өңдеу тоқтатылса, қалаусыз түк біртіндеп қайта өседі.

Зарядтау

1 Құрылғы айырын негізгі блоктың төменгі жағындағы зарядтау құрылғысын қосуға арналған ұяшыққа берік түрде кіргізіңіз.

2 Адаптерді розеткаға берік түрде қосыңыз.



3 Зарядтау көрсеткіші/хабарландыру шамы жанып тұрғанын тексеріңіз.

Зарядтау кезінде	Зарядталып болғаннан кейін
Қызыл шам жанады.	Қызыл түсті шам сөнеді.

- Зарядтау шамамен 3 сағатта аяқталады.
- Зарядтау уақыты зарядтау сыйымдылығына байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

<Зарядтау аяқталғанын тексеру үшін>

Қуат айырып-қосқышын айнымалы ток адаптері жалғанған күйде басыңыз. Зарядтаудың көрсеткіш/хабарландыру шамы жанады және шамамен 5 секундтан кейін өшеді.

4 Адаптерді розеткадан ажыратыңыз, сөйтіп құрылғы айырын негізгі блоктан ажыратыңыз.

(қауіпсіздік және қуатты пайдалануды азайту үшін)

- 3 сағат бойы немесе одан көбірек зарядталса да, негізгі блокта мәселелер болмайды.

Ескертпелер

- Құрылғы бірінші рет пайдаланылса, я болмаса, жарты жыл немесе одан көбірек пайдаланылмаса, зарядтау уақыты басқаша болуы мүмкін. Зарядтау басталғаннан кейін негізгі блоктағы шам бірнеше минут бойы жанбауы мүмкін, бірақ зарядтау жалғастырылса жанады.
- Құрылғыны толық бір рет зарядтаудан кейін шамамен 600 жарқыл үшін пайдалануға болады.
- Жарқылдардың саны қоршаған орта температурасына және құрылғыны пайдалану әдісіне байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.
- Қуаттауға ұсынылған қоршаған орта температурасы - 15 °C - 35 °C құрау керек. Ұсынылған температурадан тыс зарядтау мүмкін болмауы мүмкін.
- Зарядтау кезінде радиоларда немесе басқа құрылғыларда шу болса, құрылғыны басқа розетканы пайдаланып зарядтаңыз.
- Құрылғыны пайдаланған сайын зарядтау қайта зарядталатын батареяның қызмет көрсету мерзіміне әсер етпейді.

Пайдалану алдында

- Құрылғыны күңгірт жерлерде пайдаланбаңыз. Бет саптамасымен бетті жарқылдау кезінде көзіңізді жұмыңыз. Бұлай істеу көздерде уақытша тітіркену тудыруы мүмкін.
- Құрылғыны тек косметика, лосьондар, т.б. жағылмаған теріде пайдалану керек. Лосьонды немесе қырыну заттарын (гельдер, т.б.) пайдаланғанда затты сумен мұқият шайып, теріні кептіріңіз.
- Аумақты қырыңыз (денені немесе бетті). Пайдалану алдында өңдеу аумағынан бүкіл суды немесе терді, әрі теріге жабысқан бүкіл шашты сүртіп алыңыз. Теріге жабысқан түктер немесе қырыну заттары жарық өткізгішті тастауы мүмкін. Жарық өткізгішті тазалау қиын болуы мүмкін.

Құрылғыны бірінші рет пайдаланғанда

Қуаттылық деңгейі теріңізге сай екенін тексеріңіз. Дене түріне немесе құрылғыны пайдаланып жатқан адамның күйіне байланысты өңделген тері уақытша қызаруы немесе ауыруы мүмкін.

Қуаттылық деңгейін 1-ге ауыстырып (LV1) біркелкі түрде аумақты өңдеңіз.

2 күннен кейін ↓ Теріде әдеттен тыс жағдайлар болмаса

Қуаттылық деңгейін 1-ге ауыстырып (LV1) біркелкі түрде аумақты өңдеңіз.

• Өңдеу жиілігі, уақыты туралы нұсқау (69 бетін қараңыз.)


2 аптадан кейін* ↓ Теріде әдеттен тыс жағдайлар болмаса
*Қолтықтар/бикини сызығы/бет үшін:
1 аптадан кейін

Егер қуаттылық деңгейін арттыру керек болса өңдейтін аумақты импульсті түрде өңдеңіз және 2 күн аралығында терінің жай-күйін тексеріп тұру қажет. Қуаттылықты рет ретімен көбейтіңіз.

- 2 немесе көбірек күннен кейін қатты ауру немесе қызару болса, құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз және дерматологтан кеңес алыңыз.

<Шығыс деңгейлері>

Үлкенірек өңдеу әсерлері




Ең аз ауру немесе тітіркену

Пайдалану әдісі

- Қосқышты айнымалы ток адаптері негізгі блокқа қосулы күйде басқанның өзінде де қуат қосылмайды.
- 5 °С немесе одан төменірек қоршаған ортаның температурасында құрылғы жұмыс істемеуі мүмкін.

1 Қапқақты алып тастаңыз.



2 Пайдаланатын аймаққа сай саптаманы орнатыңыз.

3 Қуатты қосу үшін түймесін (шамамен 3 секунд бойы) басып тұрыңыз.

- Құрылғы шамамен 1 минут бойы пайдаланылмаса, қуат автоматты түрде өшеді.


4 Шығыс деңгейін таңдау үшін түймесін басыңыз.

- Қуат қосылғанда 1-деңгей таңдалады.
- Деңгей таңдау қосқышын басқан сайын деңгей 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 1... арасында ауысады.
- Деңгейді көрсету шамы жыпылықтап, содан кейін қосылады. (Дыбыстық сигнал шығарылып, жарқыл үшін дайындық аяқталғанын көрсетеді).

5 Деңгейді көрсету шамы жанғанда жарқыл қосқышын теріге жақындатыңыз және жанғанша басып тұрыңыз.

Құрылғы дыбыстық сигнал шығарғанда басты теріге перпендикуляр күйде басыңыз.

- Тым қатты баспаңыз.
- Құрылғыны маңайда басқа адамдар жоқ екенін тексергеннен кейін пайдаланыңыз.
- Жарық өңдеу аймағында жарқылдау кезінде негізгі блок арқасындағы ауа кірісінен шығуы мүмкін; бірақ бұл ақаулық емес.
- IPL арқылы түкті кетіру туралы тармақтар (73 бетін қараңыз.)
- Құрылғы дыбыстық сигнал шығарғанда жарқылға дайындық аяқталғаны.




6 Қуатты өшіру үшін түймесін басыңыз.

Дұрыс IPL арқылы түкті кетіру туралы тармақтар

1-тармақ



Жарқыл қосқышы теріге перпендикуляр күйде қолданыңыз және теріге басып тұрыңыз.

Теріге перпендикуляр күйде қолданбасаңыз, жарқыл терезесі жанбайды.



2-тармақ

 аймағының өлшемі — әрбір жарқылдың IPL арқылы түкті кетіру үшін нұсқаулық.




(a) Дене саптамасы

(b) Бет саптамасы

• Құрылғы дыбыстық сигнал шығарғанда жарқылға дайындық аяқталғаны.

Үздіксіз жарқылдар

Бір жарқылдан кейін әлі теріге басылып тұрғанда құрылғыны келесі жарқыл аумағына сырғытыңыз. Шамамен 3 секунд аралығымен 10-ға дейін үздіксіз жарқыл мүмкін.



- 10 жарқылдан кейін жарқыл терезесі енді жанбайды. Құрылғыны теріден алып, әрекетті қайталаңыз.
- Құрылғыны бір аумақта үздіксіз пайдаланбаңыз.
- Пайдалану шарттарына байланысты жарқыл интервалы түрлі болуы мүмкін.

Сау тері үшін





IPL арқылы түкті кетіруден кейін келесі күту ұсынылады.

1. Теріні мұз қосылған суға малынған сүлгіні пайдалнаып салқындатыңыз.
2. Теріні лосьонмен, т.б. ылғалдандырыңыз.





Шам көрсеткіші



► Қалыпты көрсеткіш

	Деңгейді көрсету шамы (көк) жыпылықтайды (бір рет/секунд). Сол жақтағы кескін 5-деңгей таңдалғанда болады.
	Жарқыл үшін дайындық орындалуда.
	Деңгейді көрсету шамы (көк) жанып тұр. Сол жақтағы кескін 5-деңгей таңдалғанда болады.
	Жарқыл шығару мүмкіндігі бар.

► Зарядтау туралы хабарландыру

	Зарядтаудың көрсеткіш/хабарландыру шамы (қызыл) жыпылықтайды (бір рет/секунд).
	Батарея деңгейі төмен. Зарядтау ұсынылады.

► Ақаулық дисплейі


	[Зарядтау кезінде пайда болатын қиындықтар] Зарядтаудың көрсеткіш/хабарландыру шамы (қызыл) жылдам жыпылықтайды (екі рет/секунд). Қуаттауға ұсынылған қоршаған орта температурасы - 15 °С - 35 °С құрау керек. Құрылғы зарядталмайын деп жатқан жердегі бөлме температурасын тексеріп, қайтадан зарядтаңыз.
	[Басқа ақаулықтар] Деңгейдің көрсеткіш шамы (көк) және зарядтауды көрсету/хабарлау шамы (қызыл) бір уақытта жыпылықтайды (бір рет/секунд), құрылғы екі рет дыбыстық сигнал шығарады, сөйтіп қуат 5 секундтан кейін өшеді. 5 °С немесе одан төменірек қоршаған ортаның температурасында құрылғы жұмыс істемеуі мүмкін. Құрылғы зарядталмайын деп жатқан жердегі бөлме температурасын тексеріп, қайтадан қосыңыз. (Құрылғы орынды өзгерте сала бөлме температурасына бейімделмеуі мүмкін.) Бұл белгі қайтадан орын алса, өкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Тазалау

Тазалау алдында әрқашан негізгі блок қуатын өшіріңіз және 2-3 минут бойы күтіңіз.

► Жарқыл терезесі/Жарық өткізгіш

1. Саптаманы шешу.



2. Бүкіл кірді құрғақ шүберекпен мұқият сүртіңіз.

Жарқыл терезесі



Жарық өткізгіш





3. Саптаманы орнату.

Шертпе дыбысы естілгенше кіргізіңіз.



► Ауа кірісі

Бүкіл кірді құрғақ шүберекпен сүртіңіз.



Сұрақ және жауап

Сұрақ	Жауап
Жарқыл терезесінен қандай жарық түрі шығарылады?	► Ксенон шамынан лездік жарқыл.
Неге құрылғыны тек 18 жастан асқандар пайдалана алады?	► Бұл өсіп жатқан кездегі тұрақсыз гормондар балансына және терінің оңай сезімтал болып кетуіне байланысты.
Құрылғыны қайсы аймақтарда пайдалану мүмкін?	► Тек қолтық, қол, аяқ, бикини аймағында және бетте (бет саптамасын пайдаланып) пайдаланыңыз. (Дене саптамасын бетте немесе басқа аумақтарда пайдаланбаңыз.)
Құрылғыны күнде пайдалануға бола ма?	► Құрылғыны күнде бір аумақта пайдалану ұсынылмайды. Өңдеу жиілігі және уақыты туралы нұсқауды орындаңыз. (69 бетін қараңыз.)
Жарқылдан кейін неге күйгеннің иісі шығады?	► Бұл жарқыл қалаусыз түкке қолданылғандықтан болады және ақаулық белгісі емес. Тым ұзын болып өссе, бүкіл шашты қырыңыз. Сондай-ақ, теріде қалған бүкіл кесілген түкті кетіріңіз.
Құрылғыны пайдаланып жатқанда жарық өте ашық болады, бірақ бұл мәселе ме?	► Жарқыл қосқышын теріге жақын қолданыңыз. (73 бетін қараңыз.) Жарық әлі мәселе болса, көзілдірікті немесе басқа көз қорғағышын киіңіз.

Сұрақ	Жауап
Жарқыл шамын алмастыруға болады ма?	Жарқыл шамын алмастыруға болмайды. Егер жарқыл шамы зақымдалған болса, блокты сатып алған дүкенге немесе Panasonic арқылы авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Құрылғыны пайдаланып жатқанда жарық ыстық болып сезіледі, бірақ бұл мәселе ме?	Бұл әр адам үшін әр түрлі сезіледі, бірақ түк дұрыстап қырынбаса, ыстығырақ сезілуі мүмкін.
Құрылғыны пайдаланып жатқанда өңделген тері қызыл болады, бірақ бұл мәселе ме?	Дене түріне немесе құрылғыны пайдаланып жатқан адамның күйіне байланысты өңделген тері уақытша қызаруы немесе ауыруы мүмкін. Құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатыңыз және теріні салқын және ылғалды ұстаңыз.
Пайдаланудан кейін ауру мен қызару азаймайды, бірақ бұл мәселе ме?	Егер 2 күн ішінде белгілер кетсе, құрылғыны белгілер пайда болмайтын деңгейде пайдаланыңыз. Егер белгілер 2 күннен кейін жалғасса, дерматологтан кеңес алыңыз. (71 бетін қараңыз.)
Егер батареяда қалған қуат төмен болса (зарядтауды көрсету/хабарлау шамы жыпылықтайды), жарқыл қуаты да төмендейді ма?	Батареяда қалған қуатқа қарамастан жарқыл қуаты бірдей қалады.

Сұрақ	Жауап
Құрылғыны еркектер да пайдалануға болады ма?	Еркектер сақалынан басқа түктеріне пайдалануы мүмкін, бірақ еркектердің дене түктері әйелдердікінен қалың болғаннан тері қозғалуы қаттырақ болуы мүмкін.
Жарық өткізгіштегі кірді кетіру мүмкін емес.	Егер лас тазалап та кетіріп болмаса, блокты сатып алған дүкенге немесе Panasonic арқылы авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. [Бөлікті жөндеу] Дене саптамасы: WESWH90W3108

Ақаулықтарды жою

Ақаулық	Амал
Жарқыл терезесі жанбайды.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Деңгейді көрсету шамы (көк) жыпылықтаудан жануға өзгергенін тексеріңіз. ▶ Жарқыл қосқышын жанғанша теріге перпендикуляр түрде басыңыз. (73 бетін қараңыз.) ▶ Егер 10 үздіксіз жарқыл шығарылса, құрылғыны теріден уақытша алыстатыңыз.
Жарқылды дайындау уақыты ұзақ.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Негізгі блоктың қызып кетуін болдырмау үшін жарқылды дайындау уақыты ұзағырақ болуы мүмкін.
Барлық шамдар жыпылықтап, құрылғы екі рет дыбыстық сигнал шығарғаннан кейін қуат өшті.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 5 °C немесе одан төменірек қоршаған ортаның температурасында құрылғы жұмыс істемеуі мүмкін. (74 бетін қараңыз.)
Пайдалану кезінде қуат өшті.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Қауіпсіздік себептерімен құрылғы қуат қосылғаннан кейін шамамен 1 минут бойы пайдаланылмаса, қуат автоматты түрде өшеді. Қуатты қайта қосыңыз.
Құрылғыны зарядтаудан кейін тек бірнеше рет пайдалануға болады.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Батарея қызмет көрсету мерзімінің соңына жетті. (Осы бетті қараңыз.)

Ақаулық

Құрылғы тіпті қуат айырып-қосқышын басқаннан кейін де жұмыс істемейді.

Амал

▶ Қуатты қосып жатқанда қуат айырып-қосқышын басып тұрыңыз (шамамен 3 секунд бойы).

▶ Құрылғыны зарядтаңыз. (70 бетін қараңыз.)

Егер ақаулық жойылмаса, құралды сатып алған дүкенге немесе жөндеуге Panasonic құзырлығы берілген қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Батареяның жұмыс мерзімі

Шамамен 3 жыл.

Тіпті толық зарядтаудан кейін де жұмыс уақыты айтарлықтай қысқарақ болса, батарея қызмет көрсету мерзімінің соңына жетті.

(Батареяның қызмет көрсету мерзімі пайдалану және сақтау жағдайларына байланысты өзгеруі мүмкін.)

Бұл құрылғыдағы батарея тұтынушылардың ауыстыруына арналмаған. Батареяны өкілетті сервистік орталықта ауыстырғызыңыз.


Орнатылған қайта зарядталатын батареяларды алу

Құрылғыны қоқысқа лақтыру алдында орнатылған қайта зарядталатын батареяларды алыңыз.

Батареяларды ресми түрде жерге (ондай жер болған жағдайда) лақтырыңыз.

Бұл суретті құрылғыны қоқысқа лақтырғанда ғана пайдалану керек және оны жөндеу үшін пайдаланбау керек. Құрылғыны өзіңіз бөлшектесеңіз, бұл ақаулық тудыруы мүмкін.

- Құрылғыны айнымалы тоқ адаптерінен алыңыз.
- Егер құрылғыны қосу мүмкін болса және жарық шығарса, оны батарея таусылғанша пайдаланыңыз.
- Құрылғыны бөлшектеу алдында қуат өшкеннен кейін кемінде 10 минут бойы күтіңіз.
- ①-ден ⑦-дейінгі қадамдарды орындаңыз, батареяны көтеріп, оны құрылғыдан алып шығарыңыз.
- Алынған батареяның оң және теріс түйіспелерін қысқа тұйықтамаңыз және түйіспелерді лента жабыстыру арқылы оқшаулаңыз.



Қоршаған ортаны қорғау және материалдарды кәдеге жарату бойынша кеңестер

Бұл құрылғыда литий-ионды батареялар бар.

Батареяларды ресми түрде жерге (еліңізде ондай жер болған жағдайда) лақтырыңыз.

Техникалық сипаттамасы

Қуат көзі	Айнымалы тоқ адаптерінің үстіндегі атау жазылған тақтаны қараңыз. (Автоматты түрде кернеуді өзгерту)
Зарядтау уақыты	Шамамен 3 сағат

Аталмыш өнім тек үй жағдайында пайдалануға арналған.

Өндірушінің белгілегеніне сәйкес, құрылғы жасалған күнінен бастап 7 жылға жарамды (егер бұл құрылғы осы барлық пайдалану нұсқауларына және техникалық стандарттарға сәйкес жұмсалатын жағдайларда ғана қолданылса)

EAC

Өндірілген күні өнімде көрсетілген.

Панасоник Корпорэйшн


1006, Кадома, Осака 571-8501, Жапония

Жапонияда жасалған

Ескертпе:

Құрылғының өндірілген күнін (жылы, айы, күні) құрылғының және адаптердің артқы жағындағы нөмір арқылы анықтай аласыз.

Нөмірі: X XX XX



Организация, уполномоченная на принятие претензий по качеству продукции на территории Республики Казахстан: АО «Панасоник Маркетинг СНГ» Казахстан, 050057 город Алматы, ул. Тимирязева 42, здание 30.

Информационный центр Panasonic:

+7 (727) 298-09-09 -Для звонков из Алматы и Центральной Азии.

8-8000-809-809 -Звонок по Казахстану со стационарных телефонов бесплатный

Қазақстан Республикасы территориясындағы өнім сапасы бойынша наразылықтарды қабылдайтын уәкілетті ұйым: АҚ «Панасоник Маркетинг СНГ», Қазақстан, 050057, Алматы қаласы., Тимирязев көш. 42, 30-шы ғимарат Panasonic ақпарат орталығы:

Тел. +7 (727) 298-09-09 - Алматы мен Орта Азиядан қонырау шалу үшін

8-8000-809-809 - Қазақстан бойынша стационарлы телефондар арқылы тегін

Panasonic Corporation
<http://www.panasonic.com>
© Panasonic Corporation 2016